

Product Catalogue



Estd. Since 1982

Making millions smile....

INDEX

S.No.	Product Name	Page
1	Dental Laboratory Acrylic Material	1
1.1	Acrylic Self Cold Cure Powder	1
1.2	Acrylic Heat Cure Universal Pack	2
1.3	Acrylic Heat Cure Powder(450 gm)	3
1.4	Acrylic Heat Cure Powder (225gm)	4
1.5	Acrylic Denture Base Liquid for Pearl Making(4 Litre)	5
1.6	Acrylic Cold Cure Laboratory Pack	6
1.7	Acrylic Self Cold Cure Powder (3 Kg)	7
1.8	Acrylic Self Cold Cure Powder (400 gm)	8
1.9	Acrylic Self Cold Cure Liquid (400 ml)	9
1.10	Acrylic Heat Cure Liquid (225 ml)	10
1.11	Cold Mould Seal Seprating Medium	11
1.12	Acrylic Hi Impact Denture Base Powder	13
1.13	Acrylic Hi Impact Denture Base Powder	14
1.14	Tooth Colored Powder Vita Shades Heat Cure	15
1.15	Instant Tray Material	16
1.16	Acrylic Self Cold Cure Liquid (5Lit.)	17
1.17	Acrylic Self Cold Cure Liquid (110ml)	18
1.18	Acrylic Heat Cure Powder (3Kg.)	19
1.19	Acrylic Heat Cure Liquid(5 Lit.)	20
1.20	Acrylic Heat Cure Liquid (400 ml)	21
1.21	Acrylic Heat Cure Liquid (110ml)	22
1.22	Cold Mould Seal Separating Medium (450 ml)	23
1.23	Acrylic Hi Impact Denture Base Powder (3Kg)	24
1.24	Acrylic Hi Impact Denture Base Liquid (5 Lit)	25
1.25	Acrylic Hi Impact Denture Base Liquid	26
1.26	SC10 Tooth Colored Powder Vita Shades Cold Cure	28
1.27	Ceramic Metal for Casting	29
1.28	Acrylic Denture Base Powder for Pearl Making (3Kg)	31

INDEX

S.No.	Product Name	Page No.
2	Dental Endodontic Materials	32
2.1	Pulp Devitalizing Paste	33
2.2	Pulp Devitalizer Paste (P-Devit)-Jar	34
2.3	Hemostatic Gel	35
2.4	Endo Canal Gel (EDTA)	36
2.5	Tooth Etching Gel 37% Phosphoric Acid	37
2.6	Polishing Paste (Prophy Paste)	38
2.7	Sodium Hypochlorite - 3 % & 5%	39
2.8	8% Cavityfill Amalgam Capsules - Spill 1	40
2.9	68% Alloysil Silver Amalgam Capsules- Spill 1	41
2.10	Cavityfil Silver Alloy (48%) Spill3 - 50 Capsules	42
2.11	Cavityfil Silver Alloy (48%) Spill 2 Capsules	43
2.12	68% Alloysil Silver Amalgam Powder - 10 Gms	44
2.13	Calcium Hydroxide Iodoform Paste	45
2.14	Light Cured Calcium Hydroxide Paste	46
2.15	EDTA Solution 17% -100 ml	47
2.16	Calcium Hydroxide Powder	48
2.17	Camphorated Para Chlorophenol Solution	49
2.18	Antiseptic Haemostatic Material For Tooth Sockets	50
2.19	Hemostatic Liquid	51
2.20	Cavity Varnish	52
2.21	Copper Amalgam	53
2.22	MTA Mineral Trioxide Aggregate	54
2.23	68% Silver Alloy Powder-30 Gms	55
2.24	Dental Mercury-225 Gms	56
2.25	Dental Mercury - 30 Gms	57
2.26	Solo Office Teeth Bleaching Kit	58
2.27	Root Canal Sealer	59
2.28	Calcium Hydroxide with Barium Sulphate	60
2.29	EDTA Solution 17% - 15 MI	61
2.30	Iodoform Powder	62
2.31	Solvent	63
2.32	48% Cavity Fill Silver Alloy Powder - 10 Gms	64
2.33	48% Cavity Fill Silver Alloy Powder - 30 Gms	65

INDEX

S.No.	Product Name	Page No.
3	Dental Cements	66
3.1	Polycarboxylate Cement	67
3.2	Cavibond Zinc Oxide Eugenol Cement	68
3.3	Glass Ionomer Cement Restorative Type II	69
3.4	Silver Reinforced Glass Ionomer Cement	70
3.5	Root Canal Obturation Cement	71
3.6	Zinc Phosphate Cement	72
3.7	Glass Ionomer Cement Luting Type I	73
4	Dental Waxes & Shellac Base Plates	74
4.1	Modelling Wax	75
4.2	Dental Base Plate	76
4.3	Dental Beading Wax	77
4.4	Dental Boxing Wax	78
4.5	Dental Cervical Wax	79
4.6	Dental Sticky Wax	80
4.7	Dental Ivory Wax	81
4.8	Dental Carving Wax	82
4.9	Dental Undercut Wax	83
4.10	Dental Inlay Wax for Crown and Bridge	84

Dental Laboratory Acrylic Material

We are manufacturer of Acrylic Heat Cure Denture base Resin Powder & Liquid , Cold Cure Denture base Resin Powder & Liquid, Cold Mould Seal separating medium, Tooth Colored Powder Vita shades, Instant Tray Powder & Liquid, Laboratory Pack, Universal Pack, Acrylic High Impact Denture base Powder & Liquid.

Acrylic Self Cold Cure Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Pack
Form	Powder
Brand	Pyrax
Type Of Packing	Jar
Pack Size	110 gm
Available Color	Pink, Special Pink, Light Pink, Clear, Translucent Pink, Veined, Light Veined
Shelf Life	4 Years from the date of Manufacturing



We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our 110 gm Acrylic Self Cold Cure Powder is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

High quality denture base material for repairing dentures and carrying out additions or relining. A normal working time denture and repair Cross-linked acrylic resin

Fast and simple relines and repairs:

- Mixes in 30 Seconds
- 10 Minute Cure
- Quick chairside relines
- Final Cure at Chairside

Applications:

- Repair of full and partial dentures
- Relining of full and partial dentures

Extensions to dentures

Composition:

- Mixture based on methyl methacrylate monomer, Colorant & Excipients.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 days
- **Packaging Details:** 110 Gms Jar

Acrylic Heat Cure Universal Pack

Product Details:

Minimum Order Quantity	12 Pack
Brand	Pyrax
Color	Pink, Clear, Veined
Shelf Life	Powder (48 Months). Liquid (24 Months)
Available Packaging Size	Powder (225gms/ 450gms/ 3kgs), Liquid (110 ml/ 225 ml/400 ml/ 4 Its/5 Its)
Available Form	Powder and LIquid
Available Packaging Type	Box, Bottle and Can



Product Details:

- Heat Cure Denture Base resin is polymethyl methacrylate polymer which is cadmium, lead, arsenic free conventional heat curing denture base material and forms a solid base of full and partial dentures. The pressing technique is the processing method. Available in 10 shades. Heat cure denture base liquid contains methyl methacrylate monomer added with cross linking additive to ensure high impact resistance and flexural strength.
- We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our Denture Material Heat Cure is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

Features:

- Used for full dentures and Partial denture.
- Superb resistance to flexure fatigue.
- Excellent bond strength to all types of acrylic teeth.
- Customization of shades available on bulk order

Additional Information:

- Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- Delivery Time:** 7-8 DAYS
- Packaging Details:** 450 gm Powder 225 ml Liquid 110 ml Cold Mould Seal

Acrylic Heat Cure Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Unit
Form	Powder
Brand	Pyrax
Pack Type	Jar
Pack Size	400/450 gm
Shelf Life	4 Years from the Date of Manufacturing
Shades	Pink/Light Veined/Transparent Clear



We have carved a nice as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our Denture Material Heat Cure is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

Product Details:

- Heat Cure Denture Base resin is polymethyl methacrylate polymer which is cadmium, lead, arsenic free conventional heat curing denture base material and forms a solid base of full and partial dentures. The pressing technique is the processing method. Available in 10 shades. Heat cure denture base liquid contains methyl methacrylate monomer added with cross linking additive to ensure high impact resistance and flexural strength.

Composition:

- Powder** – Poly Methyl Meth Acrylate monomer .
- Liquid** – Methyl Meth Acrylate Monomer, Cross linking additive.

Application:

- To be used for construction of full and partial dentures

Additional Information:

- Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- Delivery Time:** 7-8 Days
- Packaging Details:** 450 Gms Jar

Acrylic Heat Cure Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Unit
Form	Powder
Brand	Pyrax
Pack Type	Jar
Usage	Laboratory
Pack Size	110/225 gm
Shades	Pink/Light Veined/Transparent
Shelf Life	4 Years from the Date of



We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our Denture Material Heat Cure is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

Product Details:

- Heat Cure Denture Base resin is polymethyl methacrylate polymer which is cadmium, lead, arsenic free conventional heat curing denture base material and forms a solid base of full and partial dentures. The pressing technique is the processing method. Available in 10 shades. Heat cure denture base liquid contains methyl methacrylate monomer added with cross linking additive to ensure high impact resistance and flexural strength.

Composition:

- **Powder** – Poly Methyl Meth Acrylate monomer .
- **Liquid** – Methyl Meth Acrylate Monomer, Cross linking additive.

Application:

- To be used for construction of full and partial dentures

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 225 Gms Jar

4 Litre Acrylic Denture Base Liquid for Pearl Making

Product Details:

Minimum Order Qty	4 Unit
Brand	Pvrax
Application	Pearl
Color	Pink
Pack Size	4 Litre
Shelf Life	3 Years
Packaging Type	Plastic Can



Item Details:

- What Is Pearl Farming? Cultured pearls are grown on what are known as pearl farms. Several thousand oysters are nucleated and then cared for during the 1-2 years required for a pearl to grow and develop. Like any other form of farming, pearl farming can be as dependent on luck as it is on skill. An entire bed of oysters can be completely devastated by unpredictable and uncontrollable factors, such as water pollution, severe storms, excessive heat or cold, disease and many other natural and man-made phenomena.

Modern Pearl Farming Techniques:

- The first step in the pearl production process is to obtain oysters to be nucleated. In the early days of the cultured pearl industry, oysters were simply collected from the sea. Although some farmers continue using this method today, many use the more modern practice of breeding their own oysters. To do this, the pearl farmer collects oyster sperm and eggs from high-quality oysters already on the farm. The sperm are used to fertilize the eggs, and so create a new generation of oyster larvae.

The Process Of Nucleation In Pearl Farming:

- The process of nucleation is a surgical procedure, whereby a foreign object is implanted into the oyster. This object causes irritation, which the oyster counteracts by secreting nacre to surround the object; this produces the pearl. Nucleus (beads) is prepared by using
- Pyrax Self Curing Golden / Clear acrylic Resin (powder and solvent) . PYRAX acrylic resin for pearl is available in Clear/ transparent and Golden colors for all molding of super gloss and fine detailed images of God & Goddess , pendants for fashion Jewellery and much more.
- For the preparation of nuclear material, required amount of acrylic powder is taken in a glass container and slowly the solvent is added to it. (preferably through a syringe) which is then mixed thoroughly to prepare a dough. Immediately, nuclear material of desired shape and size are prepared and allowed to air dry Later they are stored in dust free close containers. The Nuclear material is boiled in water ,air dried and cooled few hours prior to implantation.


Additional Information:

- Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- Delivery Time:** 7-8 Days
- Packaging Details:** 4 Litre Can

Acrylic Cold Cure Laboratory Pack

Product Details:

Minimum Order Quantity	6 Pack
Brand	Pyrax
Available Shade	Pink, Veined
Packaging Size	400 gm
Shelf Life	3 Years from the date of Manufacturing
Packaging Type	Box



We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our **Acrylic Cold Cure Laboratory Pack** is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

Product Details:

- High quality denture base material for repairing dentures and carrying out additions or relining. A normal working time denture and repair Cross-linked acrylic resin: Fast and simple relines and repairs

Applications:

- Repair of full and partial dentures
- Relining of full and partial dentures
- Extensions to dentures

Composition:

- Mixture based on methyl methacrylate monomer, Colorant & Excipients.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 400 gms powder & 400 ml Liquid

3kg Acrylic Self Cold Cure Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	6 Unit
Brand	Pyrax
Pack Type	Jar
Color	Pink, Clear, Veined
Material Type	Acrylic Powder
Packaging Size	3 Kg



We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our **3kg Acrylic Self Cold Cure Powder** is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

Product Details

- High quality denture base material for repairing dentures and carrying out additions orrelining. A normal working time denture and repair Cross-linked acrylic resin
- Fast and simple relines and repairs
- Mixes in 30 Seconds
- 10 Minute Cure
- Quick chairside relines
- Final Cure at Chairside

Application:

- Repair of full and partial dentures
- Relining of full and partial dentures
- Extensions to dentures

Composition:

- Mixture based on methyl methacrylate monomer, Colorant & Excipients.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 3 kg Jar

400 gm Acrylic Self Cold Cure Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Pack
Brand	Pyrax
Pack Type	Jar
Color	Pink/Clear/Veined
Pack Size	400 gm
Shelf Life	4 Years



We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our **400 gm Acrylic Self Cold Cure Powder** is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

High quality denture base material for repairing dentures and carrying out additions orrelining. A normal working time denture and repair Cross-linked acrylic resin:

- Fast and simple relines and repairs
- Mixes in 30 Seconds
- 10 Minute Cure
- Quick chairside relines
- Final Cure at Chairside

Applications:

- Repair of full and partial dentures
- Relining of full and partial dentures
- Extensions to dentures

Composition:

- Mixture based on methyl methacrylate monomer, Colorant & Excipients.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 400 Gms Jar

400 mL Acrylic Self Cold Cure Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Brand	Pyrax
Pack Type	Bottle
Shelf Life	3 Years
Packaging Type	400 ml
Form	Liquid



We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our **400 ml Acrylic Self Cold Cure Liquid** is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

Product Details:

- High quality denture base material for repairing dentures and carrying out additions or relining. A normal working time denture and repair Cross-linked acrylic resin: Fast and simple relines and repairs

Applications

- Repair of full and partial dentures
- Relining of full and partial dentures
- Extensions to dentures

Composition:

- Mixture based on methyl methacrylate monomer, Colorant & Excipients.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 400 ML Bottle

225 ml Acrylic Heat Cure Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Brand	Pyrax
Pack Type	Box
Shelf Life	3 Years
Form	Liquid
Packaging Size	225 ml



Product Details:

- Heat cure denture base resin is polymethyl methacrylate polymer which is cadmium, lead, arsenic free conventional heat curing denture base material and forms a solid base of full and partial dentures. The pressing technique is the processing method. Available in eight shades Pink, Special pink, Translucent Pink, Pink II, Veined, Light veined, Clear, Light Veined (S).
- Heat cure denture base liquid contains methyl methacrylate monomer added with cross linking additive to ensure high impact resistance and flexural strength.

Composition:

- Liquid- Methyl Meth Acrylate monomer, cross linking additive.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 days
- **Packaging Details:** 225 ML Bottle

Cold Mould Seal Seprating Medium

Product Details:

Minimum Order Quantity	6 Unit
Brand	Pyrax
Form	Liquid
Packaging Type	Can
Available Packaging Size	110 ml/450 ml/4L/5L
Shelf Life	24 months



Cold Mould Seal is a special formulation, which facilitates zero chipping from the plaster at very high pressures. We are counted among the largest Manufacturers, Exporters and suppliers of Cold Mould Seal in India. We export Dental Cold Mould Seal to the main markets of South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines.

Features:

- Prevents cured acrylic resin denture from sticking to stone plaster cast
- Uniform fil thickness permits closer adaptation of resin to gypsum cast
- Formaldehyde free

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 5 Ltire Can

110 ML Cold Mould Seal Separating Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Bottle
Pack Type	Bottle
Brand	Pyrax
Pack Size	110 ml
Color	Pink
Form	Liquid



Cold Mould Seal is a special formulation, which facilitates zero chipping from the plaster at very high pressures. We are counted among the largest Manufacturers, Exporters and suppliers of Cold Mould Seal in India. We export Dental Cold Mould Seal to the main markets of South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines. Formaldehyde free.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 110 ML Bottle

1 kg Acrylic Hi Impact Denture Base Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Pack
Brand	Pyrax
Packaging Type	Jar
Shelf Life	3 Years
Packaging Size	1 Kg
Available Shades	Light Veined/ Veined/ Light Veined Special



Product Details:

- Acrylic Hi Impact Denture Base Material for Making Partial & Full Dentures .
- Super High Resistance to sudden Impact & Flexible Fatigue .
- Approx 35 % More as compared to Normal Denture Base Resin.
- Light Weight & Variety of Different Shades .
- Excellent Bond Strength to all type of Acrylic Teeth


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 days
- **Packaging Details:** 1 Kg Jar

200 gm Acrylic Hi Impact Denture Base Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Pack`
Brand	Pyrax
Packaging Type	Box
Shelf Life	3 Years
Packaging Size	200 gm
Shades Available	Light Veined/ Veined/ Light Veined



Product Details:

- Acrylic Hi Impact Denture Base Material for Making Partial & Full Dentures .
- Super High Resistance to sudden Impact & Flexible Fatigue .
- Approx 35 % More as compared to Normal Denture Base Resin.
- Light Weight & Variety of Different Shades .
- Excellent Bond Strength to all type of Acrylic Teeth .

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 200 Gms Jar

Tooth Colored Powder Vita Shades Heat Cure

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Piece
Brand	Pyrax
Pack Size	55 gm
Pack Type	Bottle
Form	Powder
Shelf Life	4 Year



Product Details:

- VITA SHADE heat cured acrylic resin for temporary crown with excellent flow characteristics, good tensile strength and color stability.

Application:

- Accurate Fit long working time in its dough stage.Flow able and practicable consistency after mixing.Exceptionally high mechanical strength and high luster finish.Cadmium free composition.

Composition:

- Polymethyl-methacrylate resin, cross linking agents, pigments.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 55 Gms Bottle 450 Gms Bottle

Instant Tray Material

Product Details:

Minimum Order Quantity	6 Box
Brand	Pyrax
Pack Type	Box
Categories	LABORATORY ACRYLICS
Pack Size	225 ml
Shelf Life	36 months



Instant tray material with unique properties developed specially for individual trays, base plates and stabilized base plates. Upon mixing it produces dough like material that is soft. It does not become rubbery and will not pull away from the model during curing. Instant tray material cures directly on the model at room temperature. Finished tray will not warp or break in use. Tray can be completed in 10 min

Other Details:

- Instant tray available in few minutes
- Finished tray strength is very good and will not warp or break
- Light weight and very economical
- Fluorescent green, red, yellow

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 450 Gms/225 MI

5 Litre Acrylic Self Cold Cure Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	4 Unit
Brand	Pyrax
Pack Type	Can
Pack Size	5 liter
Shelf Life	3 Years



We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our **5 Litre Acrylic Self Cold Cure Liquid** is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

Product Details:

- High quality denture base material for repairing dentures and carrying out additions or relining. A normal working time denture and repair Cross-linked acrylic resin: Fast and simple relines and repairs
- Mixes in 30 Seconds
- 10 Minute Cure
- Quick chairside relines
- Final Cure at Chairside

Applications:

- Repair of full and partial dentures
- Relining of full and partial dentures
- Extensions to dentures

Composition:

- Mixture based on methyl methacrylate monomer, Colorant & Excipients.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 5 Litre Can

110 ML Acrylic Self Cold Cure Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Brand	Pyrax
Pack Type	Bottle
Shelf Life	3 Years from the date of Manufacturing
Packaging Size	110 ml



We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our **110 ml Acrylic Self Cold Cure Liquid** is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

Product Details:

- High quality denture base material for repairing dentures and carrying out additions orrelining. A normal working time denture and repair Cross-linked acrylic resin:Fast and simple relines and repairs

Applications

- Repair of full and partial dentures
- Relining of full and partial dentures
- Extensions to dentures

Composition:

- Mixture based on methyl methacrylate monomer, Colorant & Excipients.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 110 ML Bottle

3kg Acrylic Heat Cure Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	6 Unit
Brand	Pyrax
Shelf Life	48 months
Packaging Size	3 Kg
Form	Powder



We have carved a niche as a top Manufacturer, Exporter and Supplier of Heat Cure Powder in India. The best part about our Denture Material Heat Cure is its compatibility with most of the injection systems. Clients living across South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines, appreciate Heat Cure Powder for its exceptional curing properties.

Product Details:

- Heat Cure Denture Base resin is polymethyl methacrylate polymer which is cadmium, lead, arsenic free conventional heat curing denture base material and forms a solid base of full and partial dentures. The pressing technique is the processing method. Available in 10 shades. Heat cure denture base liquid contains methyl methacrylate monomer added with cross linking additive to ensure high impact resistance and flexural strength.

Composition:

- Powder** – Poly Methyl Meth Acrylate monomer .
- Liquid** – Methyl Meth Acrylate Monomer, Cross linking additive.

Features:

- To be used for construction of full and partial dentures
- For Full denture/Partial denture
- Super High resistance to sudden impact and flexure fatigue
- Approx 35% more as compared to normal denture base resin
- Light weight and variety of different shades
- Excellent bond strength to all types of acrylic teeth
- Customization of shades available on bulk order

Additional Information:

- Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- Production Capacity:** 2000 Per Month
- Delivery Time:** 6-7 days
- Packaging Details:** 3 Kg Jar

5 Litre Acrylic Heat Cure Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	4 Can
Brand	Pyrax
Pack Size	5 Litre
Packaging Type	Can
Form	Liquid



Product Details:

- Heat cure denture base resin is polymethyl methacrylate polymer which is cadmium, lead, arsenic free conventional heat curing denture base material and forms a solid base of full and partial dentures. The pressing technique is the processing method. Available in eight shades Pink, Special pink, Translucent Pink, Pink II, Veined, Light veined, Clear, Light Veined (S). Heat cure denture base liquid contains methyl methacrylate monomer added with cross linking additive to ensure high impact resistance and flexural strength.

Composition:

- Liquid- Methyl Meth Acrylate monomer, cross linking additive.


Additional Information:

- Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- Delivery Time:** 7-8 DAYS
- Packaging Details:** 5 litre Can

400 ml Acrylic Heat Cure Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Brand	Pyrax
Shelf Life	3 Years
Packaging Type	Box/Bottle
Packaging Size	400 ml



Product Details:

- Heat cure denture base resin is polymethyl methacrylate polymer which is cadmium, lead, arsenic free conventional heat curing denture base material and forms a solid base of full and partial dentures. The pressing technique is the processing method. Available in eight shades Pink, Special pink, Translucent Pink, Pink II, Veined, Light veined, Clear, Light Veined (S).
- Heat cure denture base liquid contains methyl methacrylate monomer added with cross linking additive to ensure high impact resistance and flexural strength.

Composition:

- Liquid- Methyl Meth Acrylate monomer, cross linking additive.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 400 ML Bottle

110 ml Acrylic Heat Cure Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Brand	Pyrax
Pack Type	Bottle
Pack Size	110 ml
Shelf Life	3 Years



Product Details:

- Heat cure denture base resin is polymethyl methacrylate polymer which is cadmium, lead, arsenic free conventional heat curing denture base material and forms a solid base of full and partial dentures. The pressing technique is the processing method. Available in eight shades Pink, Special pink, Translucent Pink, Pink II, Veined, Light veined, Clear, Light Veined (S).
- Heat cure denture base liquid contains methyl methacrylate monomer added with cross linking additive to ensure high impact resistance and flexural strength.

Composition:

- Liquid- Methyl Meth Acrylate monomer, cross linking additive.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 110 ML Bottle

450 ML Cold Mould Seal Separating Medium

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Brand	Pyrax
Pack Type	Bottle
Pack Size	450 ml
Shelf Life	24 months



Product Details:

Cold Mould Seal is a special formulation, which facilitates zero chipping from the plaster at very high pressures. We are counted among the largest Manufacturers, Exporters and suppliers of Cold Mould Seal in India. We export Dental Cold Mould Seal to the main markets of South Africa, Iran, Iraq, Kenya, Egypt, Nepal, Bangladesh, Morocco, and Philippines.

Formaldehyde free.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 450 ML Bottle

3 kg Acrylic Hi Impact Denture Base Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	6 Unit
Brand	Pyrax
Shelf Life	3 Years
Available Packaging Size	3 Kg
Available Shades	Light Veined/ Veined/ Light Veined Special



Other Details:

- Acrylic Hi Impact Denture Base Material for Making Partial & Full Dentures .
- Super High Resistance to sudden Impact & Flexible Fatigue .
- Approx 35 % More as compared to Normal Denture Base Resin.
- Light Weight & Variety of Different Shades .
- Excellent Bond Strength to all type of Acrylic Teeth

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 3 Kg jar

5 Litre Acrylic Hi Impact Denture Base Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	4 Unit
Brand	Pyrax
Pack Type	Plastic Can
Application	Dental Laboratory for Denture
Pack Size	5 Litre



Product Details:

- Ultra-high impact heat cured denture base Methyl-Methacrylate monomer based liquid with cross linking agent for high strength and excellent flow characteristics, good tensile strength and color stability.

Composition:

- Accurate Fit long working time in its dough stage. Flow able and practicable consistency after mixing. Exceptionally high mechanical strength and high lustre finish. Cadmium free composition. Polymethyl-methacrylate monomer, cross linking agents

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 5 Litre Can

400 ml Acrylic Hi Impact Denture Base Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Brand	Pyrex
Pack Type	Bottle
Pack Size	400 ml
Form	Liquid



Product Details:

- Ultra-high impact heat cured denture base Methyl-Methacrylate monomer based liquid with cross linking agent for high strength and excellent flow characteristics, good tensile strength and color stability.

Composition:

- Accurate Fit long working time in its dough stage.Flow able and practicable consistency after mixing.Exceptionally high mechanical strength and high lustre finish.Cadmium free composition.
- Polymethyl-methacrylate monomer, cross linking agents

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 400 ML Bottle

110 mL Acrylic Hi Impact Denture Base Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Brand	Pyrax
Pack Type	Box/Bottle
Form	Liquid
Packaging Size	110 ml



Product Details:

- Ultra-high impact heat cured denture base Methyl-Methacrylate monomer based liquid with cross linking agent for high strength and excellent flow characteristics, good tensile strength and color stability.

Composition:

- Accurate Fit long working time in its dough stage.Flow able and practicable consistency after mixing.Exceptionally high mechanical strength and high lustre finish.Cadmium free composition.
- Polymethyl-methacrylate monomer, cross linking agents

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 days
- **Packaging Details:** 100 ml bottle

SC10 Tooth Colored Powder Vita Shades Cold Cure

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Brand	Pyrax
Packaging Type	Bottle
Available Packaging Size	55 gm/450 gm,3 Kg
Shelf Life	48 months



We are a leading Manufacturer, Exporter and Supplier of SC-10 CB-10 in India. Our SC-10 CB-10 is used in acrylic crowns, bridge and tooth reproduction. This Crown Bridge Resin is used for matching with Vita shades system. SC-10 CB-10 helps in quick setting, the colors used overall, are non toxic and do not wear out during usage.

SC10 Crown and Bridge Cold Cure Acrylic Material Resin:

- Acrylic Crowns, Bridge and tooth reproduction
- Matching with vita shades system
- The colors are non toxic and do not wear out during usage
- Quick setting

Additional Information:

- **Item Code:** SC-10
- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 55 Gms Bottle

Ceramic Metal for Casting

Ceramic Dental Powder.

Product Details:

Minimum Order Quantity	1 Packet
Material	Metal
Packaging Type	Packet
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Color	Silver



H&W (Made In Germany) Ceramic Metal for casting ceramic dental powder - Quality, strength & properties same as Ivoclar for all metal.

Indications

- Non-precious
- Beryllium free
- NiCr based alloy for ceramic application as per guidelines of EN ISO 22674

Composition

- Minerals Quantity (%) Ni 26% Cr 11% Mo 1.7% Si 1.1% Others Bal
- Technical Properties
- Melting Range 1260 DegreeC-1370 DegreeC
- Tensile Elongation 9-11%
- Density 8.4g/cm³
- Tensile Strength 395Mpa CTE 14.0
- Hardness 233 HV Color Silver Shape Cylindrical

General Properties

- Biocompatible, High durability
- Highly resistant to corrosion
- It does not discolor porcelain
- Highly adhesive to porcelain (ceramics)
- Melts at low temperature
- Easy to form a quality casting

Observation Applying the porcelain

- The entire surface to be built up with the porcelain powder must be sandblasted thoroughly. The oxide firing should be carried out in vacuum. After firing, sandblast again with 110 µm grit at a pressure of 2 bars. BERYLLIUM DISADVANTAGES
- Beryllium vapors are carcinogenic and hence lab technicians are prone to severe diseases. (Reference-World at work Dental laboratory technicians, N Torbica and S Krstev Occup Environ Med. 2006 Feb; 63(2) 145-148.)
- Prolong release of beryllium from ceramic alloy causes fibrosis of lungs in patients.(Refernce-OSHA Beryllium Health Effects March 29, 2016)


Additional Information:

- **Delivery Time:** 4-5 Days
- **Packaging Details:** 1 Kilogram Bag

3 kg Acrylic Denture Base Powder for Pearl Making

Product Details:

Minimum Order Quantity	6 Unit
Form	Powder
Brand	Pyrax
Pack Type	Jar
Shelf Life	3 Years
Packaging Size	3 Kg



Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 3 Kg Jar

DENTAL ENDODONTIC MATERIALS

We are manufactures of All Type of Endodontic Products including Dental Cements like (Glass Ionomer Cement , Zinc Phosphate Cement , Polycarboxylate Cement) , Root Canal Sealent , Soidum Hypochlorite , Dental Filling Paste like (Pulp Devitalizing Paste , Polishing Paste , Alvoless Paste , Temporary filling paste , Calcium Hydroxide Paste) , Hemostatic Liquid , Hemostatic Gel , EDTA Gel , Dentine Conditioner , Cavity Varnish , Silver Amalgam Caspsules , Mouth Wash Solution etc.

Pulp Devitalizing Paste

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrex
Pack Type	Box
Weight Range	2 Syringe x 3 gm, 2 Syringe x 1.5 gm, 10 gm
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Color	Yellow
Packing	Box
Usage	Pulp devitalization during RCT



Product Detail

P-Devit is a powerful pulp devitalizer which contains para formaldehyde as active devitalizer. It is a fast acting and pain relieving paste due to presence of lignocaine.

Application

P-Devit is used for pulp devitalization in treatment of pulpitis or its amputation. The dough is also used for treatment of residual root pulpitis of provisional and permanent teeth.

Composition

P-Devit contains para formaldehyde and Excipients.

Packing

2 x 3g syringes with 10 applicator tips OR 2x1.5g syringes with 5 applicator tips OR 10g jar

Shelf Life

3 years from the date of Manufacturing.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 2 syringe * 3 gms box 2 syringe * 1.5 gms Box 10 gms Jar

Pulp Devitalizer Paste (P-Devit)-Jar

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Piece
Packaging Type	Jar
Brand	Pyrax
Pack Type	Box
Pack Size	2 syringe * 1.5 gms / 2 Syringe *3 gms /10 gms/ 5 Applicator Tips
Usage/Application	Pulp Devitalization
Shelf Life	36 Months



Product Detail:

P-Devit is a powerful pulp devitalizer which contains para formaldehyde as active devitalizer. It is a fast acting and pain relieving paste due to presence of lignocaine.

Application:

P-Devit is used for pulp devitalization in treatment of pulpitis or its amputation. The dough is also used for treatment of residual root pulpitis of provisional and permanent teeth.

Composition: P-Devit contains para formaldehyde and Excipients.

Packing: 10g jar

Shelf Life: 3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 10 Gms Jar

Hemostatic Gel

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Pack Type	Box
Shelf Life	36 Months
Brand	Pyrax
Pack Size	1.5 gms/3gms
Packaging Type	Box
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Physical State	Gel



Product Detail:

Haemo Gel €“ Forte is a 25% Aluminium Chloride Gel with centimonium bromide for arresting minor gingival bleeding during dental procedures.

Application:

Control of bleeding during restorative procedures, crown preparations & oral prophylaxis.

Composition:

Aluminum Chloride (Anhydrous) , Centimonium bromide & Excipients

Packing:

2 x 3 gms Syringe with 10 applicator tips OR 2x 1.5 gms syringe , with 5 applicator tips

Shelf Life: 3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 2 syringe * 3 gms 2 syringe * 1.5 gms

Endo Canal Gel (EDTA)

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Pack Type	Box
Shelf Life	3 Years
Brand	Pyrex
Pack Size	1.5/3 gms
Physical State	Gel
Color	Yellow



Product Detail:

Endocanal gel is based on Di sodium EDTA and Carbamide peroxide.

Application:

Used in chemical and mechanical cleansing and enlarging of root canals. It lubricates the root canal, chelates the calcium salts to facilitate endodontic instrument penetrations, due to its effervescent action with sodium hypochlorite solution, cleaning of root canal becomes very easy. The use of sodium hypochlorite with the gel promotes internal bleaching of the tooth. This process is enhanced by the release of oxygen from Carbamide peroxide.

Composition:

17% Di sodium EDTA, Carbamide Peroxide, Polysorbate, Purified water and Excipients.

Packing:

2 x 3g syringe, 10 applicator tips OR 2 x 1.5 g syringe , 5 applicator tips

Shelf Life:

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 2 syringe * 3 Gms 2 syringe * 1.5 Gms

Tooth Etching Gel 37% Phosphoric Acid

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Pack Type	Box
Shelf Life	36 months
Brand	Pyrax
Pack Size	1 x 5 ml Syringe
Orthophosphoric Acid	37%
Usage	Hospital



Product Detail:

Caviact is a blue tinted viscous gel of 87% phosphoric acid and 2% Benzalkonium chloride- an effective antibacterial compound for etching tooth enamel & dentine, cleaning porcelain, metal or composite surfaces prior to the bonding of any composites, sealants or bonding adhesives.

Application:

Used for conditioning both dental enamel and dentine surfaces prior to the placement of an adhesive restoration

Composition:

Ortho Phosphoric Acid, Methylene Blue Dye, Benzalkonium Chloride, Purified Water and Thickening agent

Packing: 1 syr x 5 ml Syringe Pack, 5 applicator tips

Shelf Life: 3 years from the date of Manufacturing

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 5 ml Syringe

Polishing Paste (Propphy Paste)

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrax
Pack Type	Box
Weight Range	75 Gms Jar
Packaging Type	Box
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Form	Paste
Usage/Application	Hospital
Flavor	Mint & Strawberry



Product Detail:

Prophy paste contains a unique blend of polishing and cleaning agents designed for application during standard dental practice & hygiene procedures. Propphy paste is for professional use only.

Application:

Prophy Paste is used for cleaning, plaque removal and polishing of tooth as a part of professionally administered prophylaxis treatment.

Composition:

Prophy Paste is composed of Sodium Fluoride, Glycerin, and Silica in selected and controlled practical sizes in an aqueous flavored base.

Packing: 1 x 100 gms jar

Shelf Life: 3 years from the date of Manufacturing.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 75 Gms Jar

Sodium Hypochlorite - 3 % & 5%

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Bottle
Brand	PYRAX
Usage/Application	Root Canal Irrigation
Packing Size	500 ml
Weight	500 Ml
Concentration	3-5%
Form	Liquid
Packaging Type	Bottle
Purity	99%
Shelf Life	36 months



Product Detail:

The perfect solution for the irrigation, debridement and disinfection of root canals during endodontics treatment, Irrigates root canal, Helps debride root canal, Disinfects root canal during instrumentation.

Application:

For disinfection of root canal.

To irrigate canal after filling with appropriate chelating agent.

Composition: Sodium Hypochlorite - 3% OR 5%

Packing: 500ml Plastic Bottle

Shelf Life: 2 years from the date of Manufacturing.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 500 Ml Bottle

8% Cavityfill Amalgam Capsules - Spill 1

Product Details:

Minimum Order Quantity	1 Box
Brand	Pyrax
Packaging Type	Box
Pack Type	Box
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Usage/Application	Filling
Composition	48% Sn 23.3 % Cu 28.7% (400Mg Alloy Powder +400 Mg Mercury)



Product Details

Box of 50 capsules YELLOW COLOR - 1 spill (400mg alloy powder +400 mg Mercury)

The technically advanced PRE DOSED NON GAMMA 2 FINE GRAIN 48% AMALGAM POWDER, with High Strength ensures longevity and patient satisfaction. The alloy to mercury ratio 1:1 ready for mixing on a amalgamator. The compressive strength of PYRAX CAVITYFIL at 24 hours is 510 MPa, and the dimensional change during hardening is +0.02%.

Composition: Ag 48% Sn 23.3 % Cu 28.7%

Key Features:

Optimal handling characteristics PYRAX CAVITYFIL consistent mix, ease of loading, placement in preparations, condensability, burnishability, quality of interproximal contact, carvability, and setting characteristics ensure the final restorations meet the needs of the EXCELLENT DENTISTRY.

High compressive strength PYRAX CAVITYFIL 510 Mpa high compressive strength minimizes the risk of fracturing the restoration. High compressive strength ensures a tough and durable long lasting restoration.

Positive dimensional change PYRAX CAVITYFIL positive dimensional change ensures excellent sealing qualities at the margins. Capsule system The PYRAX CAVITYFIL capsule system is designed to give consistent and accurate mixes every mix. Greater choice of setting times and larger choice of capsule sizes The working and setting times allow large restorations to be condensed and carved without difficulty.

Additional Information:

- **Delivery Time:** 4-5Days
- **Packaging Details:** 50 Capsules/Box

68% Alloysil Silver Amalgam Capsules- Spill 1

Product Details:

Minimum Order Quantity	1 Box
Brand	Pyrax
Pack Type	Box
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Form	Capsule
Available Color	Yellow,Blue and Red
Composition	Ag 68% Sn 23.3 % Cu 8.7%



Product Details

Box of 50 capsules YELLOW COLOR - 1 spill (400mg alloy powder +400 mg Mercury)

ALOYSIL: The technically advanced PRE DOSED FINE GRAIN 68% AMALGAM POWDER , with High Strength ensures longevity and patient satisfaction. The alloy to mercury ratio 1:1 ready for mixing on a amalgamator . The compressive strength of PYRAX ALOYSIL at 24 hours is 675 MPa, and the dimensional change during hardening is +0.02%.. PYRAX ALOYSIL can be used for restoration of class I, class II and pit filling in posterior teeth.

COMPOSITION: Ag 68% Sn 23.3 % Cu 8.7%

KEY FEATURES

Contents 68% Silver. Fine grain lathe cut. Quaternary silver filling alloy. Excellent strength. Easy carving. Excellent polish.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 days
- **Packaging Details:** Box of 50 Capsules

Cavityfil Silver Alloy (48%) Spill3 - 50 Capsules

Product Details:

Minimum Order Quantity	1 Box
Material	Alloy
Type Of Dental Equipment	Dental Filling Material
Packaging Type	Box
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Usage/Application	Tooth Filling
Color	Silver



Product Details

Box of 50 capsules RED COLOR - 3 spill (800mg alloy powder +800 mg Mercury)

The technically advanced PRE DOSED NON GAMMA 2 FINE GRAIN 48% AMALGAM POWDER, with High Strength ensures longevity and patient satisfaction. The alloy to mercury ratio 1:1 ready for mixing on a amalgamator. The compressive strength of PYRAX CAVITYFIL at 24 hours is 510 MPa, and the dimensional change during hardening is +0.02%.

Composition: Ag 48% Sn 23.3 % Cu 28.7%

Key Features:

Optimal handling characteristics PYRAX CAVITYFIL consistent mix, ease of loading, placement in preparations, condensability, burnishability, quality of interproximal contact, carvability, and setting characteristics ensure the final restorations meet the needs of the EXCELLENT DENTISTRY.

High compressive strength PYRAX CAVITYFIL 510 Mpa high compressive strength minimizes the risk of fracturing the restoration. High compressive strength ensures a tough and durable long lasting restoration.

Positive dimensional change PYRAX CAVITYFIL positive dimensional change ensures excellent sealing qualities at the margins. Capsule system The PYRAX CAVITYFIL capsule system is designed to give consistent and accurate mixes every mix. Greater choice of setting times and larger choice of capsule sizes The working and setting times allow large restorations to be condensed and carved without difficulty.


Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 50 Capsules/Box

Cavityfil Silver Alloy (48%) Spill 2 Capsules

Product Details:

Minimum Order Quantity	1 Box
Material	Alloy
Type of Dental Equipment	Dental Material
Packaging Type	Box
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Usage/Application	Tooth Filling
Color	Silver



Product Details:

Box of 50 capsules BLUE COLOR - 2 spill (600mg alloy powder +600 mg Mercury)

The technically advanced PRE DOSED NON GAMMA 2 FINE GRAIN 48% AMALGAM POWDER, with High Strength ensures longevity and patient satisfaction. The alloy to mercury ratio 1:1 ready for mixing on a amalgamator. The compressive strength of PYRAX CAVITYFIL at 24 hours is 510 MPa, and the dimensional change during hardening is +0.02%.

Composition : Ag 48% Sn 23.3 % Cu 28.7%

Key Features:

Optimal handling characteristics PYRAX CAVITYFIL consistent mix, ease of loading, placement in preparations, condensability, burnishability, quality of interproximal contact, carvability, and setting characteristics ensure the final restorations meet the needs of the EXCELLENT DENTISTRY.

High compressive strength PYRAX CAVITYFIL 510 Mpa high compressive strength minimizes the risk of fracturing the restoration. High compressive strength ensures a tough and durable long lasting restoration.

Positive dimensional change PYRAX CAVITYFIL positive dimensional change ensures excellent sealing qualities at the margins. Capsule system The PYRAX CAVITYFIL capsule system is designed to give consistent and accurate mixes every mix. Greater choice of setting times and larger choice of capsule sizes The working and setting times allow large restorations to be condensed and carved without difficulty.


Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 50 Capsules/Box

68% Alloysil Silver Amalgam Powder - 10 Gms

Product Details:

Minimum Order Quantity	5 Piece
Material	Alloy
Type Of Dental Equipment	Dental Material
Packaging Type	Bottle
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Usage/Application	Tooth Filling
Color	Silver



Product Detail:

Aloysil is a fine grain lathe cut alloy containing identical proportions of silver, tin and copper metals resulting in homogeneous amalgam. Due to high silver (99.99%) pure silver metal content alloy generates very high strength. excellent working properties and optimum setting time which is easy to carve and adopt. Surface finish and has silvery lustre with high compressive strength.

Application:

To be used in stress bearing restorations (class 1 and 2) when other restorative materials or restoration techniques are not indicated

Composition:

Silver Metal €“ 68%, Copper Metal-6%, Tin Metal-26%

Packing: 10 gms plastic bottle

Shelf Life: 3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 10 Gms Bottle

Calcium Hydroxide Iodoform Paste

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Packaging Type	Box
Shelf Life	3 years from the date of Manufacturing
Is It Portable	Portable
Brand	Pyrex
Packaging Size	2 x 3g Syringe, 2 x 1.5g Syringe



Product Detail:

This is premixed oil based calcium hydroxide paste containing Iodoform & Barium Sulphate. The addition of Iodoform and Barium Sulphate to calcium hydroxide improves antibacterial and radiopacity to the paste. Calcipaste is a Non Hardening paste, and solubilized calcium hydroxide remains active in root canal for a longer time.

Application

Used for pulp capping and pulpotomy. Apexifications and hard tissue formation. Treats infected root canals, abscesses and pre apical lesions. Treats traumatic injuries, root resorption, fractures and perforations and also treats pus, hemorrhage and weeping canals.

Composition:

Calcium Hydroxide, Iodoform, Barium Sulphate and Excipients.

Packing:

2 x 3g syringe, 10 applicator tips OR 2 x 1.5 g syringe , 5 applicator tips

Shelf Life:

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 2 syringe * 1.5 Gms Pack 2 Syringe * 3 Gms Pack

Light Cured Calcium Hydroxide Paste

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Packaging Type	Box
Shelf Life	18 months
Is It Portable	Portable
Brand	Pyrax
Usage	Hospital



Lc Cal Paste : Light -Cured Padding Material Containing Calcium:

- Used in covering deep carious cavities.
- Radiopaque filler, initiators and inhibitors of photopolymerization.
- Material prevents pulp from toxic effect of permanent filling.
- Material features high stability and low solubility,
- Thermo-isolating effect and chemical affinity with polymeric materials providing high adhesion with composites,
- Unlimited manipulation time and short hardening time.

Packing : 1 syr * 2 Gms per Box

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 days
- **Packaging Details:** 1* 2 Gms Syringe

EDTA Solution 17% -100 ml

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Bottle
Packaging Size	100 ml
Usage	Hospital
Physical State	Liquid
Packaging Type	Bottle
Shelf Life	3 years



Product Details

17% EDTA Solution buffered to neutral pH used for preparation of root canals by rapid cleansing and enlarging of root canals. Application: For root canal cleansing and shaping during instrumentation. EDTA Solution helps in opening calcified canals.

Composition : Disodium EDTA, purified water.

Method of Use

Transfer portion of solution from the bottle to a disposable syringe fitted with a disposable needle. Insert the needle into the root canal until resistance is felt and withdraw about 2mm. Inject the solution slowly into the canal to irrigate debris and to chelate the canal walls.

Warning

Avoid prolonged or repeated contact with skin (allergic contact dermatitis), and eyes. Avoid prolonged inhalation. Do not take it internally. Contact with the skin may cause irritation, burns of hypersensitivity. If contact with skin occurs immediately wipe off thoroughly with cotton and alcohol and then wash well with soap and water. If skin rash and sensitization or other allergic reaction occurs discontinue use and seek medical attention. If the product comes into contact with the eyes, rinse thoroughly with fresh water and consult a physician. It should not be used with patients who have a history of severe allergic reaction to any of the components.

Storage

Store at room temperature between 5~ 35oC. Protect from direct sunlight. Close the container carefully after use. Keep away from moisture. Shelf life not affected after opening if stored in a cool & dry place.

Shelf life: 3 years from date of manufacturing.

Presentation : 1 x 100 ml Glass Bottle, Dispensing Dropper.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 4-5 Days
- **Packaging Details:** 100 ml Bottle

Calcium Hydroxide Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Bottle
Packaging Size	15 gm
Usage/Application	Clinical
Packaging Type	Bottle
Form	Powder
Brand	Pyrex



Product Detail

Bactericidal calcium hydroxide powder for use in root canal therapy.

Fast and simple relines and repairs.

Provides bactericidal effect on carious dentine.

Paste delivered to root apex provides pulp insulation.

Protects the vital pulp from infections and further decay.

Can be easily removed from root canal by simple irrigation.

Application

- Ideal for temporary root filling
- Pulp capping
- Pulp protection
- Provides insulation in deep cavities.

Composition

Calcium Hydroxide powder

Packing: 1 x 15 gm bottle

Shelf Life

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 15 Gms Bottle

Camphorated Para Chlorophenol Solution

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Piece
Brand	Pyrax
Pack Type	Bottle
Packaging Type	Box
Shelf Life	3 Years
Form	Liquid



Product Details

A solution for root canal cleansing and disinfection. Due to its oily composition, PARACAM remains active for long time.

Application:

Disinfection of the dentine after cavity preparation. Disinfection after pulpectomy and pulp dressing. Treatment of post traumatic inflammation. Disinfection of the root canal.

Composition:

Parachlorophenol and Camphor
Method of Use: Place a cotton wool pledged soaked in PARACAM into the pulp chamber and seal. Remove the cotton wool dressing after a week's time and restore the tooth.

Warning:

Avoid prolonged or repeated contact with skin (allergic contact dermatitis), and eyes. Avoid prolonged inhalation. Do not take it internally. Contact with the skin may cause irritation, burns of hypersensitivity. If contact with skin occurs immediately wipe off thoroughly with cotton and alcohol and then wash well with soap and water. If skin rash and sensitization or other allergic reaction occurs discontinue use and seek medical attention. If the product comes into contact with the eyes, rinse thoroughly with fresh water and consult a physician. It should not be used with patients who have a history of severe allergic reaction to any of the components.

Storage

Store at room temperature between 5~ 35oC. Protect from direct sunlight. Close the container carefully after use. Keep away from moisture. Shelf life not affected after opening if stored in a cool & dry place.

Shelf life : 3 years from date of manufacturing.

Presentation : 1 x 15ml Glass Bottle, 1 x Dispensing Dropper.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 15 ML Dropper Bottle

Antiseptic Haemostatic Material For Tooth Sockets

Product Details:

Minimum Order Quantity	5 Box
Brand	Pyrax
Pack Type	Bottle
Packaging Type	Box
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Shelf Life	36 months



Product Detail:

Alvodough is used as an anesthetic and antiseptic alveolar compress after dental extraction. Alvodough provides quick bleeding stoppage due to presence of Amino capronic acid & Penghawar Djambi fibers.

Application:

Treatment of dry sockets and post extraction dressing.

Composition:

Amino capronic acid , Glycerin , Polysaccharide , Iodoform , Penghawar Djambi , Eugenol and Excipients.

Packing:

1x 12 gms plastic bottle.

Shelf Life:

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 12 Gms Jar

Hemostatic Liquid

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Piece
Brand	Pyrax
Packaging Type	Box
Pack Type	Bottle
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Form	Liquid



Product Detail:

Haemostop is 25% Buffered Aluminum Chloride Liquid.

Application:

Haemostop liquid is used for stopping minor gingival bleeding during crown preparation & restorative procedures.

Composition:

Aluminum Chloride (Anhydrous), Glycerin and Excipients.

Packing:

1 x 15 ml Glass bottle

Shelf Life:

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 15 ML Bottle

Cavity Varnish

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Piece
Brand	Pyrex
Pack Type	Bottle
Packaging Type	Bottle
Form	Liquid
Shelf Life	36 Months



Product Detail

Cavity Varnish is a copal resin based protective varnish for the insulation of the exposed dentine, reduces penetration of fluids into the tooth . Fluoride provides a thermal barrier for deep restorations.

Application

Cavity Varnish is used as cavity liner and dentinal tubuli sealer. It assures perfect protection to the exposed surface of dentine in teeth prepared for permanent fillings or restorations and is useful as an immediately varnish prior to the insertion of amalgams, cements or composites.

Composition

Copal Resin, Acetone, Sodium Fluoride & Excipients.

Packing

1 x 15 ml Glass bottle

Shelf Life

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 15 Ml Glass Bottle

Copper Amalgam

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrex
Pack Type	Bottle
Packaging Type	Box
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Shelf Life	3 Years



Product Detail

Copper amalgam is produced as small rectangular shaped pallets containing identical proportions of copper and mercury metal resulting in homogeneous amalgam. Due to high copper metal content alloy generates very high strength, excellent working properties, setting time is optimum, easy to carve and adopt. Surface finish has shiny luster with a high compressive strength.

Application

To be used in stress bearing restorations (class 1 and 2) when other restorative materials or restoration techniques are not indicated.

Composition

Copper and mercury.

Packing

1x 10 gms plastic bottle.

Shelf Life

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 10 Gms Bottle

MTA Mineral Trioxide Aggregate

Product Details:

Minimum Order Quantity	5 Box
Brand	Pyrax
Form	Powder & Liquid
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Pack Type	Box
Packaging Size	1 Gms/2 ml



Product Details:

MTA is a superior root repair material, used for retreatment of perforations during root canal therapy, as an apical plug during apexification, treatment of internal resorption and root end filling. It may also be used for pulp-capping, pulpotomy or as a base or liner. Hydration of the fine powder particles forms an impermeable barrier once fully set.

Packing :

1 Gms Powder + 2 MI Liquid

Shelf Life : 3 Years

Additional Information:

- **Production Capacity:** 500-1000 Box
- **Delivery Time:** 4-5 Days
- **Packaging Details:** 1 Gms Powder / 2 MI Liquid



68% Silver Alloy Powder-30 Gms

Product Details:

Minimum Order Quantity	5 Piece
Pack Type	Bottle
Brand	Pyrex
Packaging Size	10-30 gms
Physical State	Powder
Shelf Life	3 years



Product Detail

Aloysil is a fine grain lathe cut alloy containing identical proportions of silver, tin and copper metals resulting in homogeneous amalgam. Due to high silver (99.99%) pure silver metal content alloy generates very high strength. excellent working properties and optimum setting time which is easy to carve and adopt. Surface finish and has silvery lustre with high compressive strength.

Application

To be used in stress bearing restorations (class 1 and 2) when other restorative materials or restoration techniques are not indicated

Composition

Silver Metal €“ 68%, Copper Metal-6%, Tin Metal-26%

Packing

30 gms plastic bottle

Shelf Life

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 30 Gms Bottle

Dental Mercury-225 Gms

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Piece
Material	Mercury
Type Of Dental Equipment	Dental Material
Packaging Type	Bottle
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Usage/Application	Tooth Filling



Product Detail

Recommended for preparing superior dental amalgam in combination with non-gamma 2 and fine grain silver alloy powder.

Application

To be used with silver powder to form silver amalgam filling.

Composition

Triple distilled pure mercury

Packing

225 gms plastic bottle

Shelf Life

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 225 Gms Bottle

Dental Mercury - 30 Gms

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Piece
Material	Mercury
Type Of Dental Equipment	Dental Material
Packaging Type	Bottle
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Usage/Application	Tooth Filling



Product Detail:

Recommended for preparing superior dental amalgam in combination with non-gamma 2 and fine grain silver alloy powder.

Application:

To be used with silver powder to form silver amalgam filling.

Composition

Triple distilled pure mercury

Packing

30 gms plastic bottle

Shelf Life

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 30 Gms /Box

Solo Office Teeth Bleaching Kit

Product Details:

Minimum Order Quantity	5 Kit
Whitening Type	Bleaching Gel
Preferred Location	Home
Whitening Approach	External
Whitening Material	Carbamide Peroxide
Need Whitening Paste	No



Product Details:

The SOLO OFFICE Whitening Treatment Kit is a single patient economy kit for a standard thirty-minute chair-side procedure. Containing the SOLO 35% H₂O₂ whitening gel and proprietary catalyst ingredients, and Solo Blue Gingival Protection gel, the SOLO kit is an economical choice for standard whitening cases. The unique 35% H₂O₂ whitening gel formula is packaged in a dual-barrel syringe with static mixing tip for quick, easy application without the need to mix or prepare ingredients prior to treatment.

Pack:

1. Dual Barrel Whitening Gel syringe - 2.6 gms Base x 1 syringe + 2.5 ml Catalyst x 1 syringe
2. Gingival Barrier syringe - 1g x 1 syringe
3. Shade Guide - 1 pc
4. Manual Book - 1 pc
5. Cheek Retractor- 1 pc

Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** Box

Root Canal Sealer

Product Details:

Minimum Order Quantity	5 Box
Usage/Application	Clinical
Brand	Pyrax
Form	Powder and Liquid
Packaging Type	Bottle



Product Detail:

Root Canal Sealant is a two component product i.e powder and liquid, Which contains inorganic metal salts and eugenol respectively Root Canal Sealant is an antibacterial, non inflammatory sealant for filling dental root canals..

Application:

Composition based on Grossman Formula is radiopaque, non staining non irritating with excellent thermal insulation.

Root canal filling for infected root canal treatments.

Root canal sealing with and without Gutta Percha.

Root canal filling for infected root canal treatment.

Composition:

Powder contains: Zinc Oxide, Bismuth Subcarbonate, Barium Sulphate, Sodium Borate, Idoform, Stabelite resins.

Liquid contains: Eugenol

Packing: 1 x 15g powder jar, 1 x 8ml Liquid, 1 x spoon, 1x Mixing pad

Shelf Life: 3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- Pay Mode Terms: T/T (Bank Transfer)
- Delivery Time: 7-8 days
- Packaging Details: 15 Gms Powder/ 8 ML Liquid

Calcium Hydroxide with Barium Sulphate

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrex
Packaging Type	Box
Shelf Life	3 Years
Packaging Size	2 syringe x 1.5 gms/ 2 syringe x 3 gms/ 5 Applicator Tips



Product Detail

This is premixed oil based calcium hydroxide paste containing calcium hydroxide & Barium Sulphate and used for lining and capping.

Application

Used for pulp capping and pulpotomy. Apexifications and hard tissue formation. Treats infected root canals, abscesses and pre-apical lesions. Treats traumatic injuries, root resorption, fractures and perforations and also treats pus, hemorrhage and weeping canals.

Composition

Calcium Hydroxide, Barium Sulphate and Excipients.

Packing

2 x 3g syringe, 10 applicator tips OR 2 x 1.5 g syringe , 5 applicator tips

Shelf Life

3 years from the date of Manufacturing.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 2 syringe * 1.5 Gms / 5 Tips 2 Syringe * 3 Gms / 5 Tips

EDTA Solution 17% - 15 MI

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Bottle
Packaging Size	15-100 ml
Brand	Pyrax
Physical State	Liquid
Packaging Type	Glass Bottle



Product Details

17% EDTA Solution buffered to neutral pH used for preparation of root canals by rapid cleansing and enlarging of root canals. Application: For root canal cleansing and shaping during instrumentation. EDTA Solution helps in opening calcified canals.

Composition: Disodium EDTA, purified water.

Method of Use

Transfer portion of solution from the bottle to a disposable syringe fitted with a disposable needle. Insert the needle into the root canal until resistance is felt and withdraw about 2mm. Inject the solution slowly into the canal to irrigate debris and to chelate the canal walls.

Warning

Avoid prolonged or repeated contact with skin (allergic contact dermatitis), and eyes. Avoid prolonged inhalation. Do not take it internally. Contact with the skin may cause irritation, burns or hypersensitivity. If contact with skin occurs immediately wipe off thoroughly with cotton and alcohol and then wash well with soap and water. If skin rash and sensitization or other allergic reaction occurs discontinue use and seek medical attention. If the product comes into contact with the eyes, rinse thoroughly with fresh water and consult a physician. It should not be used with patients who have a history of severe allergic reaction to any of the components.

Storage

Store at room temperature between 5~ 35oC. Protect from direct sunlight. Close the container carefully after use. Keep away from moisture. Shelf life not affected after opening if stored in a cool & dry place.

Shelf life: 3 years from date of manufacturing.

Presentation : 1 x 15ml Glass Bottle, Dispensing Dropper.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 1* 15 MI Bottle

Iodoform Powder

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Piece
Brand	Pyrex
Pack Size	15 gm
Packaging Type	Bottle
Form	Liquid



Product Detail:

Iodoform powder used as dressing for treatment of extracted sockets as it is a mild analgesic which also acts as an antiseptic agent when reacting with wound secretions and fatty acids, Iodoform frees iodine to generate by combination with protein substances which acts an active germicide.

Application:

Prevention of periodontal infections, Post extraction disinfecting dressing, Disinfection of maxillary cavities.

Composition:

Pure Iodoform powder

Packing:

1x 15 gms glass bottle.

Shelf Life:

3 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 15 Gms Bottle

Solvent

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Piece
Brand	Pyrax
Pack Type	Bottle
Pack Size	15 ml
Form	Liquid



Product Detail:

R.C.Clean is based on natural substances and therefore it does not cause irritation to oral mucosa and peri-apical tissue.

Application:

R.C.Clean is used for removing gutta percha and Zinc Oxide-Eugenol Cement at the time of root canal retreatment and also as a cleaner for endodontic instruments.

Composition:

Main active ingredient in R.C.Clean is d-Limonene oil which is a natural substance extracted from orange oil.

Packing:

1x15 ml glass bottle

Shelf Life:

2 years from the date of Manufacturing.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 15 ML GLASS BOTTLE

48% Cavity Fill Silver Alloy Powder - 10 Gms

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Bottle
Packaging Type	Box
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments
Brand	Pyrax
Shelf Life	36 months



Product Detail

Cavityfil is a fine grain lathe cut NON GAMMA II alloy containing identical proportions of silver, tin and copper metals resulting in homogeneous amalgam. Due to high copper and 99.99% pure silver metal content alloy generates very high strength, excellent working properties, setting time is optimum, easy to carve and adopt and high compressive strength.

Application

To be used in stress bearing restorations (class 1 and 2) when other restorative materials or restoration techniques are not indicated.

Composition

Silver metal -48%, Copper metal-28%, Tin metal-24%.

Packing

1 x 10 gms plastic bottle

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 10 Days
- **Packaging Details:** 10 Gms 30 Gms

48% Cavity Fill Silver Alloy Powder - 30 Gms

Product Details:

Minimum Order Quantity	5 Piece
Packaging Type	Bottle
Categories	Cleaning & Filling Teeth Equipments



Product Detail:

Cavityfil is a fine grain lathe cut NON GAMMA II alloy containing identical proportions of silver, tin and copper metals resulting in homogeneous amalgam. Due to high copper and 99.99% pure silver metal content alloy generates very high strength, excellent working properties, setting time is optimum, easy to carve and adopt and high compressive strength.

Application

To be used in stress bearing restorations (class 1 and 2) when other restorative materials or restoration techniques are not indicated.

Composition

Silver metal -48%, Copper metal-28%, Tin metal-24%.

Packing

1 x 30 gms bottle

Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 30 Gms Bottle


Dental Cements

Pyrax is manufacturer of All Type of Dental Cements including Glass Ionomer Cements Luting & Restorative , Zinc Phosphate Cement , Polycarboxylate Cement , Root Canal Obturation Cement , Zinc Oxide Eugenol Based Cement .

Polycarboxylate Cement

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrax
Pack Size	Powder 30gm / liquid 15 ml
Pack Type	Plastic Bottle
Usage/Application	Clinical
Shelf life	36 months



We are a noted Manufacturer, Exporter and Supplier of Cement in India. Our Dental Cements is widely used in dental assignments for setting crowns, bridges, and inlays. Extremely accurate fit Cement offers good isolation and great mechanical strength in the mouth. Please feel free to contact us for ordering Cement in bulk amounts at the most affordable prices.

Applications:

- Temporary fillings and fillings of deciduous teeth .
- Suitable for cementation of crowns , bridges and orthodontics brackets .
- Cavity lining under restorative materials.
- Very low film thickness due to optimum viscosity of liquid.
- Excellent bonding to tooth structure and metal appliances.
- Radio-opaque / High compressive strength.
- Minimal solubility with oral fluids


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 15 Ml/30 Gms

Cavibond Zinc Oxide Eugenol Cement

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrax
Form	Powder & Liquid
Pack Size	20gm / liquid 10 ml
Pack Type	Box
Shelf Life	3 Years



Insulating cavity lining allowing the immediate placement of silicate, silico-phosphate and amalgam restorations and other cements. Soothing temporary filling for sensitive cavities.

Other Details:

- Temporary seal for medicament dressings
- Quick setting

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 10 Ml Liquid 20 Gms Powder Mixing Spoon/Spatula Mixing Pad IFU

Glass Ionomer Cement Restorative Type II

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrax
Usage	Hospital
Form	Liquid
Shelf Life	3 Years



We are a noted Manufacturer, Exporter and Supplier of Cement in India. Our Dental Cements is widely used in dental assignments for setting crowns, bridges, and inlays. Extremely accurate fit Cement offers good isolation and great mechanical strength in the mouth. Please feel free to contact us for ordering Cement in bulk amounts at the most affordable prices.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 15 GMS POWDER 10 ML LIQUID SPATULA MIXING PADS

Silver Reinforced Glass Ionomer Cement

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Pack Size	Powder 15 Gms/ Liquid 10 ML
Pack Type	Box
Brand	Pyrax
Shelf Life	36 Months



Sil Ionomer Is A Radioopaque High Strength Restorative Glass -silver Alloy Powder And Organic Polymer Liquid .the Fillings Are Finishable To A Faint Luster . The Restorative Material Does Not Corrode And Is Physiologically As Compatible As Glass Ionomer Restorative Material Without Silver .

Sil Ionomer Is Used For Restoration Of Primary Teeth , Core Build Up , Restoration Of Class Iii , Iv & Limited Class I Cavities And Lining Under Amalgam Fillings.

Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 10 ML Liquid / 15 Gms Powder

Root Canal Obturation Cement

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrax
Pack Size	15g/10ml
Pack Type	Box
Shelf Life	36 Months



OBTRUROOT is a radiopaque, non-resorbable Zinc Oxide-Eugenol based root canal sealer. Its composition is well tolerated by the tissues and provides antiseptic, anti inflammatory and germicidal action. Excellent anti inflammatory properties due to the presence of Hydrocortisone Acetate .

Application:

- Permanent Root canal filling and sealing in association with gutta percha point.

Composition:

- **Powder contains:** Zinc Oxide, Hydrocortisone Acetate , Barium Sulphate, Thymol Iodide, Magnesium Stearate.
- **Liquid contains:** Eugenol & Exceipents.

Presentation:

- 1 x Spoon, 1 x Dispensing Dropper and 1 x Mixing Pad.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 days
- **Packaging Details:** 15 Gms Powder / 10 ML Liquid

Zinc Phosphate Cement

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrax
Pack Size	Powder (30gm), Liquid (15 ml)
Pack Type	Bottle
Shelf Life	36 months



We are a noted Manufacturer, Exporter and Supplier of Cement in India. Our Dental Cements is widely used in dental assignments for setting crowns, bridges, and inlays. Extremely accurate fit Cement offers good isolation and great mechanical strength in the mouth. Please feel free to contact us for ordering Cement in bulk amounts at the most affordable prices.

Applications:

- Fixation of crowns bridges , inlays and orthodontic brackets.
- Cavity lining under all restorative materials.
- Temporary filling in posterior teeth.
- Very low film thickness.
- High compressive strength / Radio-opaque

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 30 gms Powder 15 ml Liquid Mixing Spoon Mixing Spatula Mixing Pad IFU

Glass Ionomer Cement Luting Type I

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrax
Form	Liquid
Shelf Life	36 months



We are a noted Manufacturer, Exporter and Supplier of Cement in India. Our Dental Cements is widely used in dental assignments for setting crowns, bridges, and inlays. Extremely accurate fit Cement offers good isolation and great mechanical strength in the mouth. Please feel free to contact us for ordering Cement in bulk amounts at the most affordable prices.

TYPE-I:

- Fixation of crowns bridges, inlays and orthodontic brackets.
- Cavity lining under all restorative materials.
- Very low film thickness./ High compressive strength
- Radio-opaque and offers strong adhesion to enamel and dentine

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 15 GMS POWDER + 10 ML LIQUID Mixing Pads Spatula

Dental Waxes & Shellac Base Plates

We are Manufacturing all Range of Dental Waxes & Base Plates.

Modelling Wax

Product Details:

Minimum Order Quantity	10 Box
Brand	Pyrax
Pack Type	Box
Pack Size	200 Gms
Material	Wax
Color	Red
Shelf Life	36 months
Packaging Size	12 Sheets/Box



We provide all season and multiutility **Dental Modelling Wax** that offers exquisite carving without chipping. Dental Modelling Wax that we offer is widely used in dentistry and is formulated using high quality materials. We offer Modelling Wax in different color options like light pink or dark pink, light red or dark red. Modelling Wax has longer shelf life for which it is highly appreciated.

Colors: light pink / dark pink, light red / dark red

Shelf Life: 36 months

Packaging Details 12 Sheets in One Box / 200 Gms

Additional Information:

- **Delivery Time:** 4-5 Days
- **Packaging Details:** 12 Sheet/Box

Dental Base Plate

Product Details:

Minimum Order Quantity	50 Box
Brand	Pyrax
Packaging Size	12 Plates per box/100 Plates per box
Plate Thickness	1.25 mm/2 mm
Shelf Life	36 months
Available Color	Dark brown/ Brown/Pink color



We are a reputed Manufacturer and Supplier of **Dental Base Plate** in India. We offer Dental Base Plate in an optimum thickness for high mechanical strength. Base Plate is quite easy to manipulate and retains stable shape after heating. It does not stick to plaster cast. Base Plate is available in dark brown color, brown color and pink color.

Features:

- Optimum thickness for high mechanical strength
- Easy to manipulate and retains stable shape after heating
- Does not sticks to plaster cast


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** One box contains 12 pcs(9 pcs upper/3 pcs lower) Bulk Packing available 100 pcs per box Customized packing can be available .

Dental Beading Wax

Product Details:

Brand	Pyrax
Material	Polymer
Usage/Application	Oral Therapy
Wax Dimension	300 x 8 x 4 mm
Packaging Size	6 Strips Per Packet (50 Gms)



Product Description We are offering to our clients a wide range of **Dental Beading Wax**.

Application:

- Soft wax used during setting of the teeth in orthodontics and also for border molding of impression trays and bite rims.


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 6 Strips Per Packet

Dental Boxing Wax

Product Details:

Material	PVC
Brand	Pyrax
Color	Red
Packaging Size	6 Strips per box
Dimension	300 x 38 x 2 mm



It is having a high flow value at the room temperature and is easily mouldable without the need of heating. It easily adheres to any surface. can be customized for bulk order.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 5 Strips (90 Grms) Per Box

Dental Cervical Wax

Product Details:

Material	Plastic
Brand	Pyrax
Shelf Life	36 Months
Packaging Type	Plastic Box
Packaging Size	200 gm



Dental Cervical Wax is particularly flexible, tension free, for modeling inlays and cervical parts of crowns. harder purple cervical wax is particularly flexible, tension free for use in milling technique and in higher temperature places for modeling inlays and cervical parts of crowns

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 200 Gms Jar

Dental Sticky Wax

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Box
Brand	Pyrax
Color	Yellow
Shelf Life	36 Months
Packaging Size	10 Sticks in one box
Packaging Type	Box



Features:

- Used to hold or weld materials or pieces together.
- Used to connect or repairs wax patterns.
- The wax is melted with a gas flame and used as a modeling wax.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 10 sticks per box

Dental Ivory Wax

Product Details:

Minimum Order Quantity	50 Box
Pack Size	10 sticks
Brand	Pyrax
Color	Ivory
Pack Type	Box
Shelf Life	36 months



Features:

- Modelling of crowns and bridges
- Creating inlays and onlays
- Zero shrinkage
- Excellent scraping properties with short setting time
- Burns out leaving no residue smooth castings

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 10 sticks per box

Dental Carving Wax

Product Details:

Minimum Order Quantity	20 Box
Brand	Pyrax
Available in Fluorescent	Red/Blue/Natural/Green
Packaging Type	Box
Shelf Life	36 Months
Packaging Size	40 Wax blocks



Features:

- Tough hard and bubble free
- Does not chip or flakes
- Excellent polish while carving
- Does not stick to model and instruments


Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 days
- **Packaging Details:** 40 Blocks per Box

Dental Undercut Wax

Product Details:

Pack Size	200 gms
Brand	Pyrax
Shelf Life	36 months
Packaging Type	Plastic Box



Features:

- Precise Undercut
- Nonrebounding quality -even softer and more elastic
- Low Contraction
- Ideal for slightly undercut areas or for carving cavities for inlays .
- High fitting accurecy .
- Good Carving Properties
- Customized Packing available

Additional Information:

- **Delivery Time:** 7-8 Days
- **Packaging Details:** 200 Gms Jar

Dental Inlay Wax for Crown and Bridge

Product Details:

Minimum Order Quantity	50 Box
Brand	Pyrax
Color	Blue
Packaging Size	10 Sticks in one box
Packaging Type	Box



Features:

- Modelling of crowns and bridges.
- Creating inlays and onlays.
- Zero shrinkage
- Excellent scraping properties with short setting time.
- Burns out leaving no residue / Smooth castings.

Additional Information:

- **Pay Mode Terms:** T/T (Bank Transfer)
- **Delivery Time:** 7-8 DAYS
- **Packaging Details:** 10 sticks per box

Product Catalogue



Estd. Since 1982

Making millions smile....

INDICE

S.No.	Nom du produit	Numéro
1	Matériel acrylique de laboratoire dentaire	de page 1
1.1	Poudre acrylique auto-polymérisable à froid	1
1.2	Pack universel acrylique de cure thermique	2
1,3	Poudre acrylique de cure thermique (450 g)	3
1.4	Poudre acrylique de durcissement thermique (225 g)	4
1,5	Liquide de base de prothèse acrylique pour la fabrication de perles (4 litres)	5
1,6	Pack de laboratoire de polymérisation à froid acrylique	6
1,7	Poudre acrylique auto-polymérisable à froid (3 Kg)	7
1,8	Poudre acrylique auto-polymérisable à froid (400 g)	8
1,9	Liquide acrylique à polymérisation à froid (400 ml)	9
1.10	Liquide acrylique de cure thermique (225 ml)	dix
1.11	Milieu de séparation de joint de moule froid	11
1.12	Poudre de base pour prothèse dentaire Hi Impact acrylique	13
1.13	Poudre de base pour prothèse dentaire Hi Impact acrylique	14
1.14	Poudre colorée aux dents Vita Shades Cure thermique	15
1,15	Matériel de plateau instantané	16
1.16	Liquide acrylique à polymérisation à froid (5 litres)	17
1.17	Liquide acrylique à polymérisation à froid (110 ml)	18
1,18	Poudre acrylique de cure thermique (3Kg.)	19
1.19	Acrylique Thermodurcissable Liquide (5 Lit.)	20
1,20	Acrylique Thermodurcissable Liquide (400 ml)	21
1,21	Liquide acrylique de cure thermique (110 ml)	22
1,22	Milieu de séparation pour joint de moule froid (450 ml)	23
1,23	Poudre de base de prothèse acrylique Hi Impact (3 kg)	24
1,24	Acrylique Hi Impact Denture Base Liquid (5 Lit)	25
1,25	Acrylique Hi Impact Denture Base Liquid	26
1,26	Teintes en poudre Vita SC10 teintées à froid	28
1,27	Céramique métal pour la coulée	29
1,28	Poudre de base de prothèse acrylique pour la fabrication de perles (3 kg)	31

INDICE

S.No.	Nom du produit	Numéro de page
2	Matériaux d'endodontie dentaire	32
2.1	Pâte dévitalisante pulpe	33
2.2	Pâte de dévitaliseur de pâte (P-Devit) -Pot	34
2.3	Gel hémostatique	35
2.4	Gel Endo Canal (EDTA)	36
2,5	Gel de gravure dentaire 37% d'acide phosphorique	37
2.6	Pâte à polir (pâte de prophylaxie)	38
2.7	Hypochlorite de sodium - 3% et 5%	39
2.8	8% Capsules d'amalgame Cavityfill - Déversement 1	40
2.9	Capsules d'amalgame d'argent Alloysil à 68% - Déversement 1	41
2.10	Alliage d'argent Cavityfil (48%) Déversement3 - 50 capsules	42
2.11	Alliage d'argent Cavityfil (48%) Déversement 2 capsules	43
2.12	68% poudre d'amalgame d'argent en alliage d'aluminium - 10 g	44
2.13	Pâte d'iodoforme d'hydroxyde de calcium	45
2.14	Pâte d'hydroxyde de calcium photopolymérisable	46
2.15	EDTA Solution 17% -100 ml	47
2.16	Hydroxyde de calcium en poudre	48
2.17	Solution de para chlorophénol camphré	49
2.18	Matériau hémostatique antiseptique pour alvéoles dentaires	50
2.19	Liquide hémostatique	51
2,20	Vernis à cavité	52
2.21	Amalgame de cuivre	53
2.22	Agrégat de trioxyde minéral MTA	54
2.23	68% poudre d'alliage d'argent-30 Gms	55
2,24	Dentaire Mercury-225 Gms	56
2,25	Mercure dentaire - 30 Gms	57
2.26	Kit de blanchiment des dents Solo Office	58
2.27	Scellant de canal radiculaire	59
2,28	Hydroxyde de calcium avec sulfate de baryum	60
2.29	Solution EDTA 17% - 15 MI	61
2,30	Poudre d'iodoforme	62
2,31	Solvant	63
2,32	48% poudre d'alliage d'argent à remplissage de cavité - 10 Gms	64
2,33	48% poudre d'alliage d'argent à remplissage de cavité - 30 Gms	65

INDICE

S.No.	Nom du produit	Numéro de page
3	Ciments dentaires	66
3.1	Ciment polycarboxylate	67
3.2	Cavibond Zinc Oxide Eugenol Cement	68
3.3	Ciment verre ionomère restaurateur type II	69
3.4	Ciment Ionomère de Verre Renforcé Argent	70
3.5	Ciment d'obturation canalaire	71
3.6	Ciment au phosphate de zinc	72
3.7	Verre Ionomère Ciment Luting Type I	73
4	Cires dentaires et plaques de base en gomme laque	74
4.1	Cire à modeler	75
4.2	Plaque de base dentaire	76
4.3	Cire à perler dentaire	77
4.4	Cire de boîte dentaire	78
4.5	Cire cervicale dentaire	79
4.6	Cire collante dentaire	80
4.7	Cire d'ivoire dentaire	81
4.8	Cire de sculpture dentaire	82
4.9	Cire dentaire Undercut	83
4.10	Cire d'incrustation dentaire pour couronne et bridge	84

Matériel acrylique de laboratoire dentaire

Nous sommes fabricant de résine acrylique à base de prothèse thermdurcissable en poudre et liquide, base de prothèse à polymérisation à froid en résine et liquide, milieu de séparation de joint de moule froid, teintures de poudre de couleur pour dents, nuances instantanées de poudre et de liquide, emballage de laboratoire, emballage universel, acrylique à fort impact Base de prothèse en poudre et liquide.

Poudre acrylique auto-polymérisable à froid

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 20 Pack	
Forme	Poudre
Marque	Pyrax
Type d'emballage	Pot
Taille du pack	110 g
Couleur disponible	Rose, rose spécial, rose clair, clair, rose translucide, veiné, veiné clair
Durée de conservation	4 ans à compter de la date de fabrication



Nous avons creusé une niche en tant que premier fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de durcissement thermique en Inde. La meilleure partie de notre poudre acrylique auto-polymérisable à froid de 110 g est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Les clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, en Égypte, au Népal, au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines, apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses propriétés de durcissement exceptionnelles.

Matériau de base de prothèse de haute qualité pour réparer les prothèses dentaires et effectuer des ajouts ou regarnissage. Un temps de travail normal prothèse et réparation Résine acrylique réticulée

Regarnissage et réparation rapides et simples:

- Mélange en 30 secondes
- Cure de 10 minutes
- Regarnissage rapide au fauteuil
- Cure finale au fauteuil

Applications:

- Réparation de prothèses complètes et partielles
- Regarnissage des prothèses complètes et partielles

Extensions aux prothèses

Composition:

- Mélange à base de méthacrylate de méthyle monomère, colorant et excipients.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot de 110 g

Pack universel acrylique de cure thermique

Détails du produit:

Quantité minimum de commande: 12 pièces	
Marque	Pyrax
Couleur	Rose, clair, veiné
Durée de conservation	Poudre (48 mois). Liquide (24 mois)
Taille d'emballage disponible	Poudre (225 g / 450 g / 3 kg), liquide (110 ml / 225 ml / 400 ml / 4 s / 5 s)
Formulaire disponible	Poudre et liquide
Type d'emballage disponible	Boîte, bouteille et boîte



Détails du produit:

- La résine de base pour prothèse thermodurcissable est un polymère de polyméthacrylate de méthyle qui est un matériau de base de prothèse durcissable à chaud conventionnel sans cadmium, plomb et arsenic et forme une base solide de prothèses complètes et partielles. La technique de pressage est la méthode de traitement. Disponible en 10 nuances. Le liquide de base pour prothèse durcissable à chaud contient du méthacrylate de méthyle monomère ajouté avec un additif de réticulation pour assurer une résistance aux chocs et une résistance à la flexion élevées.
- Nous avons creusé une niche en tant que premier fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de durcissement thermique en Inde. La meilleure partie de notre traitement thermique de matériau de prothèse est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Les clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, en Égypte, au Népal, au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines, apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses propriétés de durcissement exceptionnelles.

Fonctionnalités:

- Utilisé pour les prothèses complètes et les prothèses partielles.
- Superbe résistance à la fatigue par flexion.
- Excellente adhérence à tous les types de dents en acrylique.
- Personnalisation des teintes disponibles sur commande groupée

Information additionnelle:

- Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- Détails de l'emballage:** 450 grm Poudre 225 ml Liquide 110 ml Joint pour moule froid

Poudre acrylique de cure thermique

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 unités
Forme	Poudre
Marque	Pyrax
Type de pack	Pot
Taille du pack	400/450 g
Durée de conservation	4 ans à compter de la date de fabrication
Nuances	Rose / clair Veiné / Transparent Clair



Nous avons sculpté une belle en tant que premier fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de durcissement thermique en Inde. La meilleure partie de notre traitement thermique de matériau de prothèse est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Les clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, en Égypte, au Népal, au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines, apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses propriétés de durcissement exceptionnelles.

Détails du produit:

- La résine de base pour prothèse thermodurcissable est un polymère de polyméthacrylate de méthyle qui est un matériau de base de prothèse durcissable à chaud conventionnel sans cadmium, plomb et arsenic et forme une base solide de prothèses complètes et partielles. La technique de pressage est la méthode de traitement. Disponible en 10 nuances. Le liquide de base pour prothèse durcissable à chaud contient du méthacrylate de méthyle monomère ajouté avec un additif de réticulation pour assurer une résistance aux chocs et une résistance à la flexion élevées.

Composition:

- Poudre** - Poly méthyl méth acrylate monomr.
- Liquide** - Monomère d'acrylate de méthyle et de méthyle, additif de réticulation.

Application:

- À utiliser pour la construction de prothèses complètes et partielles

Information additionnelle:

- Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- Heure de livraison:** 7-8 jours
- Détails de l' emballage:** Pot 450 g

Poudre acrylique de cure thermique

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 unités
Forme	Poudre
Marque	Pyrax
Type de pack	Pot
Usage	Laboratoire
Taille du pack	110/225 g
Nuances	Rose / Veiné clair / Transparent Clair
Durée de conservation	4 ans à compter de la date de fabrication



Nous avons creusé une niche en tant que premier fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de durcissement thermique en Inde. La meilleure partie de notre traitement thermique de matériau de prothèse est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Les clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, en Égypte, au Népal, au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines, apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses propriétés de durcissement exceptionnelles.

Détails du produit:

- La résine de base pour prothèse thermodurcissable est un polymère de polyméthacrylate de méthyle qui est un matériau de base de prothèse durcissable à chaud conventionnel sans cadmium, plomb et arsenic et forme une base solide de prothèses complètes et partielles. La technique de pressage est la méthode de traitement. Disponible en 10 nuances. Le liquide de base pour prothèse durcissable à chaud contient du méthacrylate de méthyle monomère ajouté avec un additif de réticulation pour assurer une résistance aux chocs et une résistance à la flexion élevées.

Composition:

- Poudre** - Poly méthyl méth acrylate monomr.
- Liquide** - Monomère d'acrylate de méthyle et de méthyle, additif de réticulation.

Application:

- À utiliser pour la construction de prothèses complètes et partielles

Information additionnelle:

- Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- Heure de livraison:** 7-8 jours
- Détails de l' emballage:** Pot 225 g

Liquide acrylique de base de prothèse de 4 litres pour la fabrication de perles

Détails du produit:

Quantité minimum de commande	4 unités
Marque	Pyrax
Application	Culture perlière
Couleur	Rose
Taille du pack	4 litres
Durée de conservation	3 années
Type d'emballage	Boîte en plastique



Détails de l'article:

- Qu'est-ce que la culture perlière? Les perles de culture sont cultivées sur ce qu'on appelle les fermes perlières. Plusieurs milliers d'huîtres sont nucléées puis entretenues pendant les 1-2 ans nécessaires à la croissance et au développement d'une perle. Comme toute autre forme d'agriculture, la perliculture peut dépendre autant de la chance que de l'habileté. Un lit entier d'huîtres peut être complètement dévasté par des facteurs imprévisibles et incontrôlables, tels que la pollution de l'eau, les tempêtes violentes, la chaleur ou le froid excessifs, les maladies et de nombreux autres phénomènes naturels et d'origine humaine.

Techniques modernes de culture de la perle:

- La première étape du processus de production de perles consiste à obtenir des huîtres à nucléer. Aux débuts de l'industrie de la perle de culture, les huîtres étaient simplement récoltées dans la mer. Bien que certains agriculteurs continuent d'utiliser cette méthode aujourd'hui, beaucoup utilisent la pratique plus moderne de l'élevage de leurs propres huîtres. Pour ce faire, le perliculteur recueille le sperme d'huîtres et les œufs des huîtres de haute qualité déjà présentes sur l'exploitation. Les spermatozoïdes sont utilisés pour fertiliser les ovules et ainsi créer une nouvelle génération de larves d'huîtres.

Le processus de nucléation dans la perliculture:

- Le processus de nucléation est une procédure chirurgicale, par laquelle un objet étranger est implanté dans l'huître. Cet objet provoque une irritation, que l'huître contrecarre en sécrétant de la nacre pour entourer l'objet; cela produit la perle. Le noyau (perles) est préparé en utilisant
- Pyrax Résine Dorée / Clearacrylique Auto-Durcissante (poudre et solvant). La résine acrylique PYRAX pour perle est disponible dans les couleurs claires / transparentes et dorées pour tous les moulages de super brillant et de fines images détaillées de Dieu et de la déesse, des pendentifs pour les bijoux de mode et bien plus encore.
- Pour la préparation de matières nucléaires, la quantité requise de poudre acrylique est prise dans un récipient en verre et lentement le solvant y est ajouté. (de préférence à l'aide d'une seringue) qui est ensuite bien mélangé pour préparer une pâte. Immédiatement, les matières nucléaires de la forme et de la taille souhaitées sont préparées et mises à sécher à l'air. Plus tard, elles sont stockées dans des conteneurs fermés sans poussière. La matière nucléaire est bouillie dans de l'eau, séchée à l'air et refroidie quelques heures avant l'implantation.


Information additionnelle:

- Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- Heure de livraison:** 7-8 jours
- Détails de l'emballage:** Bidon de 4 litres

Pack de laboratoire de polymérisation à froid acrylique

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	6 paquets
Marque	Pyrax
Abat-jour disponible	Rose, veiné
Taille de l'emballage	400 grammes
Durée de conservation	3 ans à compter de la date de fabrication
Type d'emballage	Boîte



Nous avons creusé une niche en tant que fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de cure thermique en Inde. La meilleure partie de notre **Pack de laboratoire de polymérisation à froid acrylique** est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, L'Egypte, le Népal, le Bangladesh, le Maroc et les Philippines apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses exceptionnel durcissement

Propriétés.

Détails du produit:

- Matériau de base de prothèse de haute qualité pour réparer les prothèses dentaires et effectuer des ajouts ou regarnissage. Un temps de travail normal prothèse et réparation Résine acrylique réticulée: Rapide et regarnissage et réparations simples

Applications:

- Réparation de prothèses complètes et partielles
- Regarnissage de prothèses complètes et partielles
- Extensions aux prothèses dentaires

Composition:

- Mélange à base de méthacrylate de méthyle monomère, colorant et excipients.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 400 g de poudre et 400 ml de liquide

Poudre acrylique auto-polymérisable à froid de 3 kg

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 6 unités	
Marque	Pyrax
Type de pack	Pot
Couleur	Rose, clair, veiné
type de materiau	Poudre acrylique
Taille de l'emballage	3 Kg



Nous avons creusé une niche en tant que premier fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de durcissement thermique en Inde. La meilleure partie de notre **Poudre acrylique auto-polymérisable à froid de 3 kg** est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Les clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, en Égypte, au Népal, au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines, apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses propriétés de durcissement exceptionnelles.

détails du produit

- Matériau de base de prothèse de haute qualité pour réparer les prothèses dentaires et effectuer des ajouts ou regarnissage. Un temps de travail normal prothèse et réparation Résine acrylique réticulée
- Regarnissage et réparation rapides et simples
- Mélange en 30 secondes
- Cure de 10 minutes
- Regarnissage rapide au fauteuil
- Cure finale au fauteuil

Application:

- Réparation de prothèses complètes et partielles
- Regarnissage de prothèses complètes et partielles
- Extensions aux prothèses dentaires

Composition:

- Mélange à base de méthacrylate de méthyle monomère, colorant et excipients.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot de 3 kg

Poudre acrylique auto-polymérisable à froid de 400 g

Détails du produit:

Quantité minimum de commande: 10 pièces	
Marque	Pyrax
Type de pack	Pot
Couleur	Rose / Clair / Veiné
Taille du pack	400 grammes
Durée de conservation	4 années



Nous avons creusé une niche en tant que premier fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de durcissement thermique en Inde. La meilleure partie de notre **Poudre acrylique auto-polymérisable à froid de 400 g** est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Les clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, en Égypte, au Népal, au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines, apprécient la poudre de durcissement thermique pour son exceptionnelle

durcissement

Propriétés.

Matériau de base de prothèse de haute qualité pour réparer les prothèses dentaires et effectuer des ajouts ou regarnissage. Une prothèse et une réparation de temps de travail normal Résine acrylique réticulée:

- Regarnissage et réparation rapides et simples
- Mélange en 30 secondes
- Cure de 10 minutes
- Regarnissage rapide au fauteuil
- Cure finale au fauteuil

Applications:

- Réparation de prothèses complètes et partielles
- Regarnissage de prothèses complètes et partielles
- Extensions aux prothèses dentaires

Composition:

- Mélange à base de méthacrylate de méthyle monomère, colorant et excipients.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot 400 g

400 ml de liquide acrylique auto-polymérisant à froid

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 bouteilles
Marque	Pyrax
Type de pack	Bouteille
Durée de conservation	3 années
Type d'emballage	400 ml
Forme	Liquide



Nous avons creusé une niche en tant que fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de cure thermique en Inde. La meilleure partie de notre **400 ml de liquide acrylique auto-polymérisant à froid** est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, L'Egypte, le Népal, le Bangladesh, le Maroc et les Philippines apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses propriétés de durcissement exceptionnelles.

Détails du produit:

- Matériau de base de prothèse de haute qualité pour réparer les prothèses dentaires et effectuer des ajouts ou regarnissage. Un temps de travail normal prothèse et réparation Résine acrylique réticulée: Rapide et regarnissage et réparations simples

Applications

- Réparation de prothèses complètes et partielles
- Regarnissage de prothèses complètes et partielles
- Extensions aux prothèses dentaires

Composition:

- Mélange à base de méthacrylate de méthyle monomère, colorant et excipients.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille de 400 ml

225 ml de liquide acrylique de cure thermique

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 bouteilles
Marque	Pyrax
Type de pack	Boîte
Durée de conservation	3 années
Forme	Liquide
Taille de l'emballage	225 ml



Détails du produit:

- La résine de base pour prothèses thermodurcissables est un polymère de polyméthacrylate de méthyle qui est cadmium, plomb, sans arsenic matériau de base de prothèse durcissable à chaud base solide de prothèses complètes et partielles. La technique de pressage est le traitement Disponible en huit teintes Rose, Rose spécial, Rose translucide, Rose II, Veiné, Veiné clair, clair, veiné clair (S).
- Le liquide de base pour prothèses thermodurcissables contient du monomère de méthacrylate de méthyle ajouté avec une croix liant additif pour assurer une résistance aux chocs et une résistance à la flexion élevées.

Composition:

- Liquide monomère méthylacrylate, additif de réticulation.

Information additionnelle:

- Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- Heure de livraison:** 7-8 jours
- Détails de l'emballage:** Bouteille de 225 ml

Milieu de séparation de joint de moule froid

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	6 unités
Marque	Pyrax
Forme	Liquide
Type d'emballage	Pouvez
Taille d'emballage disponible	110 ml / 450 ml / 4L / 5L
Durée de conservation	24mois



Cold Mold Seal est une formulation spéciale qui facilite le zéro écaillage du plâtre à des pressions très élevées. Nous comptons parmi les plus grands fabricants, exportateurs et fournisseurs de joints de moule à froid en Inde. Nous exportons le joint de moule dentaire à froid vers les principaux marchés d'Afrique du Sud, d'Iran, d'Irak, du Kenya, d'Égypte, du Népal, du Bangladesh, du Maroc et des Philippines.

Fonctionnalités:

- Empêche la prothèse en résine acrylique durcie de coller au plâtre en pierre
- L'épaisseur uniforme du fil permet une adaptation plus étroite de la résine au plâtre
- Sans formaldéhyde

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** Bidon de 5 litres

Liquide de séparation pour joint de moule froid 110 ml

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	10 bouteilles
Type de pack	Bouteille
Marque	Pyrax
Taille du pack	110 ml
Couleur	Rose
Forme	Liquide



Cold Mold Seal est une formulation spéciale qui facilite l'écaillage
l'enduit à des pressions très élevées. Nous comptons parmi les plus grands
Fabricants, exportateurs et fournisseurs de joint de moule à froid en Inde. Nous exportons
Dental Cold Mold Seal aux principaux marchés d'Afrique du Sud, d'Iran, d'Irak, du Kenya,
Égypte, Népal, Bangladesh, Maroc et Philippines.
Sans formaldéhyde.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille de 110 ml

1 kg de poudre de base de prothèse acrylique à impact élevé

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Paquet de 10
Marque	Pyrax
Type d'emballage	Pot
Durée de conservation	3 années
Taille de l'emballage	1 kg
Nuances disponibles	Spécial veiné clair / veiné / veiné clair



Détails du produit:

- Acrylique Hi Impact Denture Base Material pour la fabrication de prothèses partielles et complètes.
- Super haute résistance aux chocs cachés et à la fatigue flexible.
- Environ 35% de plus par rapport à la résine de base pour prothèse normale.
- Poids léger et variété de différentes nuances.
- Excellente force d'adhésion à tous les types de dents en acrylique


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot de 1 Kg

Poudre de base de prothèse acrylique haute résistance 200 g

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Paquet de 20'
Marque	Pyrax
Type d'emballage	Boîte
Durée de conservation	3 années
Taille de l'emballage	200 grammes
Nuances disponibles	Veiné clair / Veiné / Veiné clair



Détails du produit:

- Acrylique Hi Impact Denture Base Material pour la fabrication de prothèses partielles et complètes.
- Super haute résistance aux chocs cachés et à la fatigue flexible.
- Environ 35% de plus par rapport à la résine de base pour prothèse normale.
- Poids léger et variété de différentes nuances.
- Excellente force d'adhésion à tous les types de dents en acrylique.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot 200 g

Poudre colorée aux dents Vita Shades Cure thermique

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 pièces
Marque	Pyrax
Taille du pack	55 g
Type de pack	Bouteille
Forme	Poudre
Durée de conservation	4 ans



Détails du produit:

- Résine acrylique durcie à la chaleur VITA SHADE pour couronne provisoire avec un excellent écoulement caractéristiques, bonne résistance à la traction et stabilité de couleur.

Application:

- Ajustement précis long temps de travail dans son stade de pâte. Consistance fluide et pratique après mélange. Résistance mécanique exceptionnellement élevée et finition brillante élevée. Cadmium free composition.

Composition:

- Résine polyméthacrylate de méthyle, agents de réticulation, pigments.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille de 55 Gms Bouteille de 450 Gms

Matériel de plateau instantané

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 6 boîtes	
Marque	Pyrax
Type de pack	Boîte
Les catégories	ACRYLIQUE DE LABORATOIRE
Taille du pack	225 ml
Durée de conservation	36 mois



Matériau de plateau instantané aux propriétés uniques développé spécialement pour les plateaux individuels, la base plaques et plaques de base stabilisées. Lors du mélange, il produit une pâte semblable à une pâte molle. Il ne devient pas caoutchouteux et ne se détachera pas du modèle pendant le durcissement. Plateau instantané le matériau durcit directement sur le modèle à température ambiante. Le plateau fini ne se déformera pas ou interruption d'utilisation. Le plateau peut être complété en 10 min

Autres détails:

- Plateau instantané disponible en quelques minutes
- La résistance du bac fini est très bonne et ne se déformera pas et ne se cassera pas
- Léger et très économique
- Vert fluorescent, rouge, jaune

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 450 Gms / 225 MI

Liquide acrylique auto-polymérisant à froid de 5 litres

Détails du produit:

Quantité minimum de commande	4 unités
Marque	Pyrax
Type de pack	Pouvez
Taille du pack	5 litre
Durée de conservation	3 années



Nous avons creusé une niche en tant que premier fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de durcissement thermique en Inde. La meilleure partie de notre **Liquide acrylique auto-polymérisant à froid de 5 litres** est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Les clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, en Égypte, au Népal, au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines, apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses propriétés de durcissement exceptionnelles.

Détails du produit:

- Matériau de base de prothèse de haute qualité pour réparer les prothèses dentaires et effectuer des ajouts ou un regarnissage. Un temps de travail normal prothèse et réparation Résine acrylique réticulée: regarnissage et réparation simples et rapides
- Mélange en 30 secondes
- Cure de 10 minutes
- Regarnissage rapide au fauteuil
- Cure finale au fauteuil

Applications:

- Réparation de prothèses complètes et partielles
- Regarnissage de prothèses complètes et partielles
- Extensions aux prothèses dentaires

Composition:

- Mélange à base de méthacrylate de méthyle monomère, colorant et excipients.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** Bidon de 5 litres

Liquide acrylique auto-polymérisant à froid de 110 ml

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 bouteilles
Marque	Pyrax
Type de pack	Bouteille
Durée de conservation	3 ans à compter de la date de fabrication
Taille de l'emballage	110 ml



Nous avons creusé une niche en tant que premier fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de durcissement thermique en Inde. La meilleure partie de notre **110 ml de liquide acrylique auto-polymérisant à froid** est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Les clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, en Égypte, au Népal, au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines, apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses propriétés de durcissement exceptionnelles.

Détails du produit:

- Matériau de base de prothèse de haute qualité pour réparer les prothèses dentaires et effectuer des ajouts ou regarnissage. Un temps de travail normal Prothèse et réparation Résine acrylique réticulée: regarnissage et réparation simples et rapides

Applications

- Réparation de prothèses complètes et partielles
- Regarnissage de prothèses complètes et partielles
- Extensions aux prothèses dentaires

Composition:

- Mélange à base de méthacrylate de méthyle monomère, colorant et excipients.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l'emballage:** Bouteille de 110 ml

Poudre acrylique de cure de 3 kg

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	6 unités
Marque	Pyrax
Durée de conservation	48 mois
Taille de l'emballage	3 Kg
Forme	Poudre



Nous avons creusé une niche en tant que premier fabricant, exportateur et fournisseur de poudre de durcissement thermique en Inde. La meilleure partie de notre traitement thermique de matériau de prothèse est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d'injection. Les clients vivant en Afrique du Sud, en Iran, en Irak, au Kenya, en Égypte, au Népal, au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines, apprécient la poudre de durcissement thermique pour ses propriétés de durcissement exceptionnelles.

Détails du produit:

- La résine de base pour prothèse thermodurcissable est un polymère de polyméthacrylate de méthyle qui est un matériau de base de prothèse durcissable à chaud conventionnel sans cadmium, plomb et arsenic et forme une base solide de prothèses complètes et partielles. La technique de pressage est la méthode de traitement. Disponible en 10 nuances. Le liquide de base pour prothèse durcissable à chaud contient du méthacrylate de méthyle monomère ajouté avec un additif de réticulation pour assurer une résistance aux chocs et une résistance à la flexion élevées.

Composition:

- Poudre** - Poly méthyl méth acrylate monomr.
- Liquide** - Monomère d'acrylate de méthyle et de méthyle, additif de réticulation.

Fonctionnalités:

- À utiliser pour la construction de prothèses complètes et partielles
- Pour prothèse complète / prothèse partielle
- Très haute résistance aux chocs soudains et à la fatigue due à la flexion
- Environ 35% de plus par rapport à la résine de base de prothèse normale
- Légèreté et variété de teintes différentes
- Excellente adhérence à tous les types de dents en acrylique
- Personnalisation des teintes disponibles sur commande groupée


Information additionnelle:

- Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- Capacité de production:** 2000 par mois
- Heure de livraison:** 6-7 jours
- Détails de l' emballage:** Pot de 3 Kg

Liquide acrylique de cure thermique de 5 litres

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	4 canettes
Marque	Pyrax
Taille du pack	5 litres
Type d'emballage	Pouvez
Forme	Liquide



Détails du produit:

- La résine de base pour prothèses thermodurcissables est un polymère de polyméthacrylate de méthyle qui est cadmium, plomb, sans arsenic matériau de base de prothèse durcissable à chaud base solide de prothèses complètes et partielles. La technique de pressage est le traitement Disponible en huit teintes Rose, Rose spécial, Rose translucide, Rose II, Veiné, Veiné clair, clair, veiné clair (S). Le liquide de base pour prothèses thermodurcissables contient du méthyle monomère de méthacrylate ajouté avec un additif de réticulation pour assurer un impact élevé résistance et résistance à la flexion.

Composition:

- Liquide monomère méthylacrylate, additif de réticulation.


Information additionnelle:

- Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- Détails de l' emballage:** Bidon de 5 litres

400 ml de liquide acrylique de cure thermique

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 20 bouteilles	
Marque	Pyrax
Durée de conservation	3 années
Type d'emballage	Boîte / bouteille
Taille de l'emballage	400 ml



Détails du produit:

- La résine de base pour prothèses thermodurcissables est un polymère de polyméthacrylate de méthyle qui est cadmium, plomb, arsenic matériau de base pour prothèses thermodurcissables conventionnelles et formes une base solide de prothèses complètes et partielles. La technique de pressage est le traitement Disponible en huit teintes Rose, Rose spécial, Rose translucide, Rose II, Veiné, veiné clair, clair, veiné clair (S).
- Le liquide de base pour prothèses thermodurcissables contient du monomère de méthacrylate de méthyle additionné de additif de réticulation pour assurer une résistance aux chocs et une résistance à la flexion élevées.

Composition:

- Liquide monomère méthylacrylate, additif de réticulation.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille de 400 ml

110 ml de liquide acrylique de cure thermique

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 bouteilles
Marque	Pyrax
Type de pack	Bouteille
Taille du pack	110 ml
Durée de conservation	3 années



Détails du produit:

- La résine de base pour prothèses thermodurcissables est un polymère de polyméthacrylate de méthyle qui est cadmium, plomb, matériau de base de prothèse durcissable à chaud conventionnel sans arsenic et forme une base solide de prothèses complètes et partielles. La technique de pressage est la méthode de traitement. Disponible en huit nuances rose, rose spécial, translucide Rose, Rose II, Veiné, Veiné clair, Clair, Veiné clair (S).
- Le liquide de base pour prothèses thermodurcissables contient du monomère de méthacrylate de méthyle additionné de additif de réticulation pour assurer une résistance aux chocs et une résistance à la flexion élevées.

Composition:

- Liquide monomère méthylacrylate, additif de réticulation.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille de 110 ml

450 ml de milieu de séparation de joint de moule froid

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 bouteilles
Marque	Pyrax
Type de pack	Bouteille
Taille du pack	450 ml
Durée de conservation	24mois



Détails du produit:

Cold Mold Seal est une formulation spéciale, qui facilite zéro écaillage du plâtre à pressions très élevées. Nous comptons parmi les plus grands fabricants, exportateurs et fournisseurs de Cold Mold Seal en Inde. Nous exportons le joint de moule dentaire à froid vers le principal marchés d'Afrique du Sud, d'Iran, d'Irak, du Kenya, d'Égypte, du Népal, du Bangladesh, du Maroc et Philippines.

Sans formaldéhyde.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille de 450 ml

3 kg de poudre de base de prothèse acrylique à impact élevé

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	6 unités
Marque	Pyrax
Durée de conservation	3 années
Taille d'emballage disponible 3 Kg	
Nuances disponibles	Spécial veiné clair / veiné / veiné clair



Autres détails:

- Acrylique Hi Impact Denture Base Material pour la fabrication de prothèses partielles et complètes.
- Super haute résistance aux chocs cachés et à la fatigue flexible.
- Environ 35% de plus par rapport à la résine de base pour prothèse normale.
- Poids léger et variété de différentes nuances.
- Excellente force d'adhésion à tous les types de dents en acrylique

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot de 3 Kg

Liquide acrylique pour base de prothèse à impact élevé, 5 litres

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	4 unités
Marque	Pyrax
Type de pack	Boîte en plastique
Application	Laboratoire dentaire pour dentier
Taille du pack	5 litres



Détails du produit:

- Base de prothèse durcie à chaud à impact ultra-élevé Méthyl-méthacrylate liquide à base de monomère avec agent de réticulation pour une résistance élevée et excellentes caractéristiques d'écoulement, bonne résistance à la traction et couleur la stabilité.

Composition:

- Ajustement précis long temps de travail dans son stade de pâte. Débit capable et consistance réalisable après mélange. Mécanique exceptionnellement élevée résistance et finition brillante élevée. Composition sans cadmium. Polyméthyl-méthacrylate monomère, agents de réticulation

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bidon de 5 litres

400 ml de liquide de base pour dentier acrylique Hi Impact

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 bouteilles
Marque	Pyrex
Type de pack	Bouteille
Taille du pack	400 ml
Forme	Liquide



Détails du produit:

- Base de prothèse durcie à la chaleur à impact ultra-élevé À base de monomère méthyl-méthacrylate liquide avec agent de réticulation pour une résistance élevée et d'excellentes caractéristiques d'écoulement, bonne résistance à la traction et stabilité de couleur.

Composition:

- Ajustement précis long temps de travail dans son stade de pâte.Flow capable et pratique consistance après mélange.Résistance mécanique et lustre exceptionnellement élevés finition.Composition sans cadmium.
- Polyméthyl-méthacrylate monomère, agents de réticulation

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille de 400 ml

110 ml de liquide de base de prothèse acrylique à impact élevé

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 bouteilles
Marque	Pyrax
Type de pack	Boîte / bouteille
Forme	Liquide
Taille de l'emballage	110 ml



Détails du produit:

- Base de prothèse durcie à la chaleur à impact ultra-élevé À base de monomère méthyl-méthacrylate liquide avec agent de réticulation pour une résistance élevée et d'excellentes caractéristiques d'écoulement, bonne résistance à la traction et stabilité de couleur.

Composition:

- Ajustement précis long temps de travail dans son stade de pâte.Flow capable et pratique consistance après mélange.Résistance mécanique et lustre exceptionnellement élevés finition.Composition sans cadmium.
- Polyméthyl-méthacrylate monomère, agents de réticulation

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Flacon de 100 ml

Teintes en poudre Vita SC10 teintées à froid

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 bouteilles
Marque	Pyrax
Type d'emballage	Bouteille
Taille d'emballage disponible	55 g / 450 g, 3 kg
Durée de conservation	48 mois



Nous sommes un important fabricant, exportateur et fournisseur de SC-10 CB-10 en Inde. Notre SC-10

Le CB-10 est utilisé dans les couronnes acryliques, les ponts et la reproduction des dents. Cette résine Crown Bridge est utilisée pour correspondre avec le système de nuances Vita. SC-10 CB-10 aide au réglage rapide, les couleurs utilisés dans l'ensemble, sont non toxiques et ne s'usent pas pendant l'utilisation.

Résine acrylique à durcissement à froid pour couronnes et ponts SC10:

- Couronnes en acrylique, reproduction de bridge et de dent
- Correspondance avec le système de teintes vita
- Les couleurs ne sont pas toxiques et ne s'usent pas pendant l'utilisation
- Réglage rapide

Information additionnelle:

- **Code de l'article:** SC-10
- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille de 55 Gms

Céramique métal pour la coulée

Poudre dentaire en céramique.

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	1 paquet
Matériel	Métal
Type d'emballage	Paquet
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Couleur	argent



H&W (Made In Germany) Céramique Métal

pour couler la poudre dentaire en céramique -

Qualité, résistance et propriétés identiques à Ivoclar pour tous les métaux.

Les indications

- Non précieux
- Sans béryllium
- Alliage à base de NiCr pour application céramique selon les directives de la norme EN ISO 22674

Composition

- Minéraux Quantité (%) Ni 26% Cr 11% Mo 1,7% Si 1,1% Autres Bal
- Propriétés techniques
- Plage de fusion 1260 degrés C-1370 degrés C
- Allongement à la traction 9-11%
- Densité 8,4 g / cm³
- Résistance à la traction 395Mpa CTE 14.0
- Dureté 233 HV Couleur Argent Forme cylindrique

Les propriétés générales

- Biocompatible, haute durabilité
- Très résistant à la corrosion
- Il ne décolore pas la porcelaine
- Très adhésif à la porcelaine (céramique)
- Fond à basse température
- Facile à former un casting de qualité

Observation Application de la porcelaine

- Toute la surface à construire avec la poudre de porcelaine doit être sablée complètement. La cuisson à l'oxyde doit être effectuée sous vide. Après le tir, sabler à nouveau avec un grain de 110 µm à une pression de 2 bars. BÉRYLLIUM

DÉSAVANTAGES

- Les vapeurs de béryllium sont cancérigènes et, par conséquent, les techniciens de laboratoire sont sujets à de graves maladies. (Reference-World at work Techniciens de laboratoire dentaire, N Torbica et S Krstev Occup Environ Med. Fév 2006; 63 (2) 145-148.)
- La libération prolongée de béryllium de l'alliage céramique provoque une fibrose des poumons (Reference-OSHA Beryllium Health Effects 29 mars 2016)

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 4-5 jours
- **Détails de l' emballage:** 1 sac de kilogramme

3 kg de poudre de base de dentier acrylique pour la fabrication de perles

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 6 unités	
Forme	Poudre
Marque	Pyrax
Type de pack	Pot
Durée de conservation	3 années
Taille de l'emballage	3 Kg



Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l'emballage:** Pot de 3 Kg

DENTAL ENDODONTIC MATERIALS

Nous sommes des fabricants de tous types de produits endodontiques, y compris dentaires

Ciments comme (ciment à ionomère de verre, ciment au phosphate de zinc,

Ciment polycarboxylate), scellant pour canal radiculaire, hypochlorite de sodium,

Pâte de remplissage dentaire comme (pâte de dévitalisation de pulpe, pâte de polissage, Alvoless

Pâte, pâte de remplissage temporaire, pâte d'hydroxyde de calcium), hémostatique

Liquide, gel hémostatique, gel EDTA, revitalisant pour dentine, vernis à cavité,

Capsules d'amalgame d'argent, solution de bain de bouche, etc.

Pâte dévitalisante pulpe

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Marque	Pyrex
Type de pack	Boîte
Gamme de poids	2 seringue x 3 g, 2 Seringue x 1,5 g, 10 g
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Couleur	Jaune
Emballage	Boîte
Usage	Dévitalisation de la pulpe pendant l'ECR



Les détails du produit

P-Devit est un puissant dévitaliseur de pulpe qui contient du para formaldéhyde comme dévitalisant actif. C'est une pâte à action rapide et analgésique due à la présence de lignocaïne.

Application

P-Devit est utilisé pour la dévitalisation de la pulpe dans le traitement des chaires ou son amputation. La pâte est également utilisée pour le traitement des chaires racinaires résiduelles des dents provisoires et permanentes.

Composition

P-Devit contient du para formaldéhyde et des excipients.

Emballage

2 seringues de 3 g avec 10 embouts applicateurs OU 2 seringues de 1,5 g avec 5 embouts applicateurs OU pot de 10 g

Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 2 seringues * boîte de 3 g 2 seringues * boîte de 1,5 g Pot de 10 g

Pâte de dévitaliseur de pâte (P-Devit) -Pot

Détails du produit:

Quantité minimum de commande	10 pièces
Type d'emballage	Pot
Marque	Pyrax
Type de pack	Boîte
Taille du pack	2 seringues * 1,5 g / 2 seringues * 3 g / 10 g / 5 embouts applicateurs
Utilisation / Application	Dévitalisation de la pulpe
Durée de conservation	36 mois



Les détails du produit:

P-Devit est un puissant dévitaliseur de pulpe qui contient du para formaldéhyde comme dévitalisant actif.

C'est une pâte à action rapide et analgésique due à la présence de lignocaïne.

Application:

P-Devit est utilisé pour la dévitalisation de la pulpe dans le traitement des chaires ou son amputation. La pâte est également utilisée pour le traitement des chaires racinaires résiduelles des dents provisoires et permanentes.

Composition: P-Devit contient du para formaldéhyde et des excipients.

Emballage: Pot de 10g

Durée de conservation: 3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot de 10 grammes

Gel

hémostatique

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Type de pack	Boîte
Durée de conservation	36 mois
Marque	Pyrax
Taille du pack	1,5 g / 3 g
Type d'emballage	Boîte
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
État physique	Gel



Les détails du produit:

Haemo Gel € "Forte est un gel de chlorure d'aluminium à 25% avec du bromure de centimonium arrêter les saignements gingivaux mineurs pendant les procédures dentaires.

Application:

Contrôle des saignements pendant les procédures de restauration, les préparations de couronne et la prophylaxie orale.

Composition:

Chlorure d'aluminium (anhydre), bromure de centimonium et excipients

Emballage:

2 seringues de 3 g avec 10 embouts applicateurs OU 2 seringues de 1,5 g avec 5 embouts applicateurs

Durée de conservation: 3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 2 seringues * 3 gms 2 seringues * 1,5 gms

Gel Endo Canal (EDTA)

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 10 boîtes	
Type de pack	Boîte
Durée de conservation	3 années
Marque	Pyrex
Taille du pack	1,5 / 3 g
État physique	Gel
Couleur	Jaune



Les détails du produit:

Le gel endocanal est à base de Di sodium EDTA et de peroxyde de carbamide.

Application:

Utilisé dans le nettoyage chimique et mécanique et l'élargissement des canaux radiculaires. Il lubrifie

le canal radiculaire, chélate les sels de calcium pour faciliter l'endodontie

instrument

pénétrations, en raison de son action effervescente avec une solution d'hypochlorite de sodium, nettoyage de la racine

canal devient très facile. L'utilisation d'hypochlorite de sodium avec le gel favorise la

blanchiment de la dent. Ce processus est amélioré par la libération d'oxygène du carbamide

peroxyde.

Composition:

EDTA di-sodium à 17%, peroxyde de carbamide, polysorbate, eau purifiée et excipients.

Emballage:

2 seringues de 3 g, 10 embouts applicateurs OU 2 x seringues de 1,5 g, 5 embouts applicateurs

Durée de conservation:

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 2 seringues * 3 Gms 2 seringues * 1,5 Gms

Gel de gravure dentaire 37% d'acide phosphorique

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Type de pack	Boîte
Durée de conservation	36 mois
Marque	Pyrax
Taille du pack	1 seringue de 5 ml
Acide orthophosphorique	37%
Usage	Hôpital



Les détails du produit:

Caviact est un gel visqueux teinté en bleu de 87% d'acide phosphorique et de 2% de chlorure de Benzalkonium- un composé antibactérien efficace pour graver l'émail des dents et la dentine, nettoyer la porcelaine, surfaces métalliques ou composites avant le collage de tout composite, scellant ou collage adhésifs.

Application:

Utilisé pour conditionner l'émail dentaire et les surfaces dentinaires avant la mise en place d'un restauration adhésive

Composition:

Acide orthophosphorique, colorant bleu de méthylène, chlorure de benzalkonium, eau purifiée et Agent épaississant

Emballage: 1 seringue de 5 ml de seringue, 5 embouts applicateurs

Durée de conservation: 3 ans à compter de la date de fabrication

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** Seringue 5 ml

Pâte à polir (pâte de prophylaxie)

Détails du produit:

Quantité minimum de commande	10 boîtes
Marque	Pyrax
Type de pack	Boîte
Échelle de poids	Pot 75 Gms
Type d'emballage	Boîte
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Forme	Pâte
Utilisation / Application	Hôpital
Saveur	Menthe et fraise



Les détails du produit:

La pâte Propy contient un mélange unique d'agents de polissage et de nettoyage conçus pour application pendant la pratique dentaire standard et les procédures d'hygiène. La pâte prophylactique est pour usage professionnel uniquement.

Application:

Propy Paste est utilisé pour le nettoyage, l'élimination de la plaque et le polissage des dents dans le cadre de traitement prophylactique administré par des professionnels.

Composition:

Propy Paste est composé de fluorure de sodium, de glycérine et de silice dans des tailles pratiques contrôlées dans une base aromatisée aqueuse.

Emballage: 1 pot de 100 g

Durée de conservation: 3 ans à compter de la date de fabrication.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot 75 Gms

Hypochlorite de sodium - 3% et 5%

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 10 bouteilles	
Marque	PYRAX
Utilisation / Application	Irrigation du canal radiculaire
Taille d'emballage	500 ml
Poids	500 ml
Concentration	3-5%
Forme	Liquide
Type d'emballage	Bouteille
Pureté	99%
Durée de conservation	36 mois



Les détails du produit:

La solution parfaite pour l'irrigation, le débridement et la désinfection des canaux radiculaires pendant traitement d'endodontie, irrigue le canal radiculaire, aide à débriquer le canal radiculaire, désinfecte le canal radiculaire pendant l'instrumentation.

Application:

Pour la désinfection du canal radiculaire.

Pour irriguer le canal après le remplissage avec un agent chélatant approprié.

Composition: Hypochlorite de sodium - 3% OU 5%

Emballage: Bouteille en plastique de 500 ml

Durée de conservation: 2 ans à compter de la date de fabrication.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l'emballage:** Bouteille de 500 ml

8% Capsules d'amalgame Cavityfill - Déversement 1

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	1 boîte
Marque	Pyrax
Type d'emballage	Boîte
Type de pack	Boîte
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Utilisation / Application	Remplissage
Composition	48% Sn 23,3% Cu 28,7% (poudre d'alliage 400Mg + mercure 400 Mg)



détails du produit

Boîte de 50 gélules COULEUR JAUNE - 1 déversement (poudre d'alliage 400 mg + 400 mg de mercure) La POUDRE D'AMALGAME PRE DOSÉE NON GAMMA 2 À GRAINS FINS 48%, à haute résistance assure la longévité et la satisfaction du patient. Le rapport alliage / mercure 1: 1 prêt à être mélangé sur un amalgamateur. La résistance à la compression de PYRAX CAVITYFIL à 24 heures est de 510 MPa, et le changement dimensionnel pendant le durcissement est + 0,02%.

Composition: Ag 48% Sn 23,3% Cu 28,7%

Principales caractéristiques:

Caractéristiques de manipulation optimales PYRAX CAVITYFIL mélange homogène, facilité de chargement, placement dans les préparations, condensabilité, brûlabilité, qualité du contact interproximal, carvabilité et caractéristiques de prise garantissent que les restaurations finales répondent aux besoins de l'excellente dentisterie.

Haute résistance à la compression PYRAX CAVITYFIL 510 Mpa une haute résistance à la compression minimise le risque de fracturation de la restauration. Une résistance élevée à la compression assure une restauration durable et résistante.

Changement dimensionnel positif Le changement dimensionnel positif PYRAX CAVITYFIL garantit d'excellentes qualités d'étanchéité aux marges. Système de capsules Le système de capsules PYRAX CAVITYFIL est conçu pour donner des mélanges homogènes et précis à chaque mélange. Un plus grand choix de temps de prise et un plus grand choix de tailles de gélules Les temps de travail et de prise permettent de condenser et de tailler de grandes restaurations sans difficulté.

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 4-5 jours
- **Détails de l' emballage:** 50 gélules / boîte

Capsules d'amalgame d'argent Alloysil à 68% - Déversement 1

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	1 boîte
Marque	Pyrax
Type de pack	Boîte
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Forme	Capsule
Couleur disponible	Jaune, bleu et rouge
Composition	Ag 68% Sn 23,3% Cu 8,7%



détails du produit

Boîte de 50 gélules COULEUR JAUNE - 1 déversement (poudre d'alliage 400 mg + 400 mg de mercure)

ALOYSIL: POUDRE D'AMALGAME À GRAINS FINS PRÉ DOSÉ DE 68%

, avec haute résistance assure la longévité et la satisfaction du patient. Le rapport alliage / mercure 1: 1 prêt à être mélangé sur un amalgamateur. La résistance à la compression de PYRAX ALOYSIL à 24 heures est de 675 MPa et la variation dimensionnelle pendant le durcissement est de + 0,02%. PYRAX ALOYSIL peut être utilisé pour la restauration des obturations de classe I, de classe II et de la fosse des dents postérieures.

COMPOSITION: Ag 68% Sn 23,3% Cu 8,7%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Contenu 68% d'argent. Coupe au tour à grain fin. Alliage de remplissage en argent quaternaire. Excellente résistance. Sculpture facile. Excellent poli.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Boîte de 50 gélules

Alliage d'argent Cavityfil (48%) Déversement3 - 50 capsules

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	1 boîte
Matériel	Alliage
Type d'équipement dentaire	Matériau de remplissage dentaire
Type d'emballage	Boîte
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Utilisation / Application	Remplissage dentaire
Couleur	argent



détails du produit

Boîte de 50 gélules COULEUR ROUGE - 3 déversements (800 mg de poudre d'alliage + 800 mg de mercure) La POUDRE D'AMALGAME PRE DOSÉE NON GAMMA 2 À GRAINS FINS 48%, à haute résistance assure la longévité et la satisfaction du patient. Le rapport alliage / mercure 1: 1 prêt à être mélangé sur un amalgamateur. La résistance à la compression de PYRAX CAVITYFIL à 24 heures est de 510 MPa et la variation dimensionnelle pendant le durcissement est de + 0,02%.

Composition: Ag 48% Sn 23,3% Cu 28,7%

Principales caractéristiques:

Caractéristiques de manipulation optimales PYRAX CAVITYFIL mélange homogène, facilité de chargement, placement dans les préparations, condensabilité, brûlabilité, qualité du contact interproximal, carvabilité et caractéristiques de prise garantissent que les restaurations finales répondent aux besoins de l'excellente dentisterie. Haute résistance à la compression PYRAX CAVITYFIL 510 Mpa une haute résistance à la compression minimise le risque de fracturation de la restauration. Une résistance élevée à la compression assure une restauration durable et résistante.

Changement dimensionnel positif Le changement dimensionnel positif PYRAX CAVITYFIL garantit d'excellentes qualités d'étanchéité aux marges. Système de capsules Le système de capsules PYRAX CAVITYFIL est conçu pour donner des mélanges homogènes et précis à chaque mélange. Un plus grand choix de temps de prise et un plus grand choix de tailles de gélules Les temps de travail et de prise permettent de condenser et de tailler de grandes restaurations sans difficulté.


Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 50 gélules / boîte

Alliage d'argent Cavityfil (48%) Déversement 2 capsules

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	1 boîte
Matériel	Alliage
Type d'équipement dentaire	Matériel dentaire
Type d'emballage	Boîte
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Utilisation / Application	Remplissage dentaire
Couleur	argent



Détails du produit:

Boîte de 50 gélules BLUE COLOR - 2 déversements (600 mg de poudre d'alliage + 600 mg de mercure) La POUDRE D'AMALGAME PRE DOSÉE NON GAMMA 2 À GRAINS FINS 48%, à haute résistance assure la longévité et la satisfaction du patient. Le rapport alliage / mercure 1: 1 prêt à être mélangé sur un amalgamateur. La résistance à la compression de PYRAX CAVITYFIL à 24 heures est de 510 MPa, et le changement dimensionnel pendant le durcissement est + 0,02%.

Composition : Ag 48% Sn 23,3% Cu 28,7%

Principales caractéristiques:

Caractéristiques de manipulation optimales PYRAX CAVITYFIL mélange homogène, facilité de chargement, placement dans les préparations, condensabilité, brûlabilité, qualité du contact interproximal, carvabilité et caractéristiques de prise garantissent que les restaurations finales répondent aux besoins de l'excellente dentisterie.

Haute résistance à la compression PYRAX CAVITYFIL 510 Mpa une haute résistance à la compression minimise le risque de fracturation de la restauration. Une résistance élevée à la compression assure une restauration durable et résistante.

Changement dimensionnel positif Le changement dimensionnel positif PYRAX CAVITYFIL garantit d'excellentes qualités d'étanchéité aux marges. Système de capsules Le système de capsules PYRAX CAVITYFIL est conçu pour donner des mélanges homogènes et précis à chaque mélange. Un plus grand choix de temps de prise et un plus grand choix de tailles de gélules Les temps de travail et de prise permettent de condenser et de tailler de grandes restaurations sans difficulté.


Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 50 gélules / boîte

68% poudre d'amalgame d'argent en alliage d'aluminium - 10 g

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	5 pièces
Matériel	Alliage
Type d'équipement dentaire	Matériel dentaire
Type d'emballage	Bouteille
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Utilisation / Application	Remplissage dentaire
Couleur	argent



Les détails du produit:

Aloysil est un alliage coupé au tour à grain fin contenant des proportions identiques d'argent, d'étain et de cuivre métaux résultant en un amalgame homogène. En raison de la haute teneur en argent pur (99,99%) en argent pur contenu en alliage génère une résistance très élevée. excellentes propriétés de travail et réglage optimal temps facile à tailler et à adopter. Finition de surface et a un éclat argenté avec une haute résistance à la compression.

Application:

À utiliser dans les restaurations sous contrainte (classes 1 et 2) lorsque d'autres matériaux de restauration ou les techniques de restauration ne sont pas indiquées

Composition:

Argent métal € "68%, Cuivre métal-6%, Étain métal-26%

Emballage: Bouteille en plastique de 10 g

Durée de conservation: 3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille 10 Gms

Pâte d'iodoforme d'hydroxyde de calcium

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Type d'emballage	Boîte
Durée de conservation	3 ans à compter de la date de fabrication
Est-ce portable	Portable
Marque	Pyrax
Taille de l'emballage	2 x seringue de 3 g, 2 x 1,5 g de seringue



Les détails du produit:

Il s'agit d'une pâte d'hydroxyde de calcium à base d'huile prémélangée contenant de l'iodoforme et du sulfate de baryum. L'ajout d'iodoforme et de sulfate de baryum à l'hydroxyde de calcium améliore l'antibactérien et la radio-opacité de la pâte. Le Calcipaste est une pâte non durcissante, et l'hydroxyde de calcium solubilisé reste actif dans le canal radiculaire plus longtemps.

Application

Utilisé pour le coiffage pulpaire et la pulpotomie. Apexifications et formation de tissus durs. Traite les canaux radiculaires infectés, les abcès et les lésions pré apicales. Traite les blessures traumatiques, la résorption radiculaire, les fractures et les perforations et traite également le pus, les hémorragies et les canaux pleureurs.

Composition:

Hydroxyde de calcium, iodoforme, sulfate de baryum et excipients.

Emballage:

2 seringues de 3 g, 10 embouts applicateurs OU 2 x seringues de 1,5 g, 5 embouts applicateurs

Durée de conservation:

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 2 seringues * 1,5 Gms Pack 2 seringues * 3 Gms Pack

Pâte d'hydroxyde de calcium photopolymérisable

Détails du produit:

Quantité minimum de commande	10 boîtes
Type d'emballage	Boîte
Durée de conservation	18 mois
Est-ce portable	Portable
Marque	Pyrax
Usage	Hôpital



Lc Cal Paste: Matériau de rembourrage léger contenant du calcium:

- Utilisé pour couvrir les cavités carieuses profondes.
- Charge radio-opaque, initiateurs et inhibiteurs de photopolymérisation.
- Le matériau empêche la pulpe de l'effet toxique du remplissage permanent.
- Le matériau présente une grande stabilité et une faible solubilité,
- Effet thermo-isolant et affinité chimique avec les matériaux polymères fournissant adhérence aux composites,
- Temps de manipulation illimité et temps de durcissement court.

Emballage: 1 syr * 2 Gms par boîte

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Seringue 1 * 2 Gms

EDTA Solution 17% -100 ml

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	10 bouteilles
Taille de l'emballage	100 ml
Usage	Hôpital
État physique	Liquide
Type d'emballage	Bouteille
Durée de conservation	3 années



détails du produit

Solution d'EDTA à 17% tamponnée à pH neutre utilisée pour la préparation des canaux radiculaires par un nettoyage et un élargissement rapides des canaux radiculaires. Application: Pour le nettoyage et la mise en forme du canal radiculaire pendant l'instrumentation. La solution EDTA aide à ouvrir les canaux calcifiés.

Composition : EDTA disodique, eau purifiée.

Méthode d'utilisation

Transférer une partie de la solution du flacon dans une seringue jetable équipée d'une aiguille jetable. Insérez l'aiguille dans le canal radiculaire jusqu'à sentir une résistance et retirez environ 2 mm. Injectez lentement la solution dans le canal pour irriguer les débris et pour chélater les parois du canal.

Attention

Évitez tout contact prolongé ou répété avec la peau (dermatite allergique de contact) et les yeux. Évitez l'inhalation prolongée. Ne le prenez pas en interne. Le contact avec la peau peut provoquer une irritation, des brûlures d'hypersensibilité. En cas de contact avec la peau, essuyer immédiatement avec du coton et de l'alcool, puis bien laver avec de l'eau et du savon. En cas d'éruption cutanée et de sensibilisation ou autre réaction allergique, cessez l'utilisation et consultez un médecin. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau douce et consulter un médecin. Il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique sévère à l'un des composants.

Espace de rangement

Conserver à température ambiante entre 5 ~ 35°C. Protéger de la lumière directe du soleil. Fermer soigneusement le récipient après utilisation. Tenir loin de l'humidité. La durée de conservation n'est pas affectée après ouverture si stockée dans un endroit frais et sec.

Durée de conservation: 3 ans à compter de la date de fabrication.

Présentation: 1 bouteille en verre de 100 ml, compte-gouttes de distribution.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 4-5 jours
- **Détails de l' emballage:** Flacon de 100 ml

Hydroxyde de calcium en poudre

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 20 bouteilles	
Taille de l'emballage	15 grammes
Utilisation / Application	Clinique
Type d'emballage	Bouteille
Forme	Poudre
Marque	Pyrax



Les détails du produit

Poudre d'hydroxyde de calcium bactéricide pour utilisation dans la thérapie canalaire.

Regarnissage et réparation rapides et simples.

Fournit un effet bactéricide sur la dentine carieuse.

La pâte livrée au sommet de la racine assure l'isolation de la pulpe.

Protège la pulpe vitale des infections et de la décomposition.

Peut être facilement retiré du canal radiculaire par une simple irrigation.

Application

- Idéal pour le remplissage temporaire des racines
- Plafonnement pulpaire
- Protection de la pulpe
- Fournit une isolation dans les cavités profondes.

Composition

Hydroxyde de calcium en poudre

Emballage: 1 bouteille de 15 g

Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l'emballage:** Bouteille de 15 Gms

Solution de para chlorophénol camphré

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	10 pièces
Marque	Pyrax
Type de pack	Bouteille
Type d'emballage	Boîte
Durée de conservation	3 années
Forme	Liquide



détails du produit

Une solution pour le nettoyage et la désinfection des canaux radiculaires. En raison de sa composition huileuse, PARACAM reste actif pendant longtemps.

Application:

Désinfection de la dentine après préparation de la cavité. Désinfection après pulpectomie et pansement pulpaire. Traitement de l'inflammation post-traumatique. Désinfection du canal radiculaire.

Composition:

Méthode d'utilisation du parachlorophénol et du camphre: Placer un coton promis imprégné de PARACAM dans la chambre à pulpe et sceller. Retirez le pansement en coton après une semaine et restaurez la dent.

Attention:

Évitez tout contact prolongé ou répété avec la peau (dermatite allergique de contact) et les yeux. Évitez l'inhalation prolongée. Ne le prenez pas en interne. Le contact avec la peau peut provoquer une irritation, des brûlures d'hypersensibilité. En cas de contact avec la peau, essuyer immédiatement avec du coton et de l'alcool, puis bien laver avec de l'eau et du savon. En cas d'éruption cutanée et de sensibilisation ou autre réaction allergique, cessez l'utilisation et consultez un médecin. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau douce et consulter un médecin. Il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique sévère à l'un des composants.

Espace de rangement

Conserver à température ambiante entre 5 ~ 35°C. Protéger de la lumière directe du soleil. Fermer soigneusement le récipient après utilisation. Tenir loin de l'humidité. La durée de conservation n'est pas affectée après ouverture si stockée dans un endroit frais et sec.

Durée de conservation: 3 ans à compter de la date de fabrication.

Présentation: 1 bouteille en verre de 15 ml, 1 x compte-gouttes de distribution.

Information additionnelle:


- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Flacon compte-gouttes de 15 ml

Matériel hémostatique antiseptique pour dent

Douilles

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte 5
Marque	Pyrax
Type de pack	Bouteille
Type d'emballage	Boîte
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Durée de conservation	36 mois



Les détails du produit:

Alvodough est utilisé comme compresse alvéolaire anesthésique et antiseptique après extraction dentaire.

Alvodough permet un arrêt rapide du saignement en raison de la présence d'acide aminé capronique et

Fibres Penghawar Djambi.

Application:

Traitement des alvéoles sèches et pansement post-extractionnel.

Composition:

Acide aminé capronique, Glycérine, Polysaccharide, Iodoforme, Penghawar Djambi, Eugénol et excipients.

Emballage:

1x bouteille en plastique de 12 g.

Durée de conservation:

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot de 12 grammes

Liquide hémostatique

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 10 pièces	
Marque	Pyrax
Type d'emballage	Boîte
Type de pack	Bouteille
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Forme	Liquide



Les détails du produit:

Haemostop est un liquide de chlorure d'aluminium tamponné à 25%.

Application:

Le liquide Haemostop est utilisé pour arrêter les saignements gingivaux mineurs pendant la préparation de la couronne et les procédures de restauration.

Composition:

Chlorure d'aluminium (anhydre), glycérine et excipients.

Emballage:

1 bouteille en verre de 15 ml

Durée de conservation:

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille de 15 ml

Vernis à cavité

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	20 pièces
Marque	Pyrex
Type de pack	Bouteille
Type d'emballage	Bouteille
Forme	Liquide
Durée de conservation	36 mois



Les détails du produit

Cavity Varnish est un vernis protecteur à base de résine de copal pour l'isolation des éléments exposés dentine, réduit la pénétration des fluides dans la dent. Le fluorure constitue une barrière thermique pour restaurations profondes.

Application

Le vernis à cavité est utilisé comme revêtement de cavité et scellant pour tubuli dentinaire. Il assure une protection parfaite à la surface exposée de la dentine dans les dents préparées pour des obturations ou des restaurations permanentes et est utile comme vernis immédiatement avant l'insertion d'amalgames, de ciments ou matériaux composites.

Composition

Résine de copal, acétone, fluorure de sodium et excipients.

Emballage

1 bouteille en verre de 15 ml

Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** Bouteille en verre de 15 ml

Amalgame de cuivre

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Marque	Pyrex
Type de pack	Bouteille
Type d'emballage	Boîte
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Durée de conservation	3 années



Les détails du produit

L'amalgame de cuivre est produit sous forme de petites palettes de forme rectangulaire contenant des proportions de cuivre et de mercure métallique résultant en un amalgame homogène. En raison de l'alliage à teneur en cuivre métallique génère une très haute résistance, d'excellentes propriétés de travail, le temps de prise est optimal, facile à tailler et à adopter. La finition de surface a un éclat brillant avec une haute résistance à la compression.

Application

À utiliser dans les restaurations sous contrainte (classe 1 et 2) lorsque d'autres matériaux de restauration ou les techniques de restauration ne sont pas indiquées.

Composition

Cuivre et mercure.

Emballage

1x bouteille en plastique de 10 g.

Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille 10 Gms

Agrégat de trioxyde minéral MTA

détails du produit :

Quantité minimum d'achat	Boîte 5
Marque	Pyrax
Forme	Poudre et liquide
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Type de pack	Boîte
Taille de l'emballage	1 g / 2 ml



Détails du produit:

Le MTA est un matériau de réparation radiculaire supérieur, utilisé pour le retraitement des perforations pendant le canal radiculaire thérapie, comme bouchon apical pendant l'apexification, traitement de la résorption interne et de l'extrémité radiculaire remplissage. Il peut également être utilisé pour le coiffage pulpaire, la pulpotomie ou comme base ou revêtement. Hydratation du

poudre fine particules formes une barrière imperméable une fois que pleinement ensemble.

Emballage:

1 g de poudre + 2 ml de liquide

Durée de conservation: 3 années

Information additionnelle:

- **Capacité de production:** 500-1000 Box
- **Heure de livraison:** 4-5 jours
- **Détails de l' emballage:** 1 g de poudre / 2 ml de liquide



68% poudre d'alliage d'argent-30 Gms

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	5 pièces
Type de pack	Bouteille
Marque	Pyrex
Taille de l'emballage	10-30 grammes
État physique	Poudre
Durée de conservation	3 années



Les détails du produit

Aloysil est un alliage coupé au tour à grain fin contenant des proportions identiques d'argent, d'étain et de cuivre résultant en un amalgame homogène. En raison de sa teneur élevée en argent (99,99%), l'alliage à base d'argent pur génère une très haute résistance. excellentes propriétés de travail et temps de prise optimal faciles à tailler et à adopter. Finition de surface et lustre argenté avec une résistance à la compression élevée.

Application

À utiliser dans les restaurations sous contrainte (classes 1 et 2) lorsque d'autres matériaux de restauration ou techniques de restauration ne sont pas indiqués

Composition

Argent métal € "68%, Cuivre métal-6%, Étain métal-26%

Emballage

Bouteille en plastique de 30 g

Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille 30 Gms

Dentaire Mercury-225 Gms

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	10 pièces
Matériel	Mercure
Type d'équipement dentaire Matériel dentaire	
Type d'emballage	Bouteille
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Utilisation / Application	Remplissage dentaire



Les détails du produit

Recommandé pour la préparation d'amalgames dentaires de qualité supérieure en combinaison avec de la poudre d'alliage d'argent non gamma 2 et à grain fin.

Application

À utiliser avec de la poudre d'argent pour former un remplissage d'amalgame d'argent.

Composition

Mercure pur distillé triple

Emballage

Bouteille en plastique de 225 g

Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille 225 Gms

Mercure dentaire - 30 Gms

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	10 pièces
Matériel	Mercure
Type d'équipement dentaire	Matériel dentaire
Type d'emballage	Bouteille
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Utilisation / Application	Remplissage dentaire



Les détails du produit:

Recommandé pour préparer un amalgame dentaire supérieur en combinaison avec du non-gamma 2 et poudre d'alliage d'argent à grain fin.

Application:

À utiliser avec de la poudre d'argent pour former un remplissage d'amalgame d'argent.

Composition

Mercure pur distillé triple

Emballage

Bouteille en plastique de 30 g

Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 30 Gms / boîte

Kit de blanchiment des dents Solo Office

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	5 Kit
Type de blanchiment	Gel décolorant
Lieu préféré	Accueil
Approche de blanchiment	Externe
Matériau blanchissant	Peroxyde de carbamide
Besoin de pâte blanchissante	Non



Détails du produit:

Le kit de traitement de blanchiment SOLO OFFICE est un kit d'économie pour un seul patient d'une durée standard de trente minutes

côté chaise

procédure.

Contenant le gel de blanchiment SOLO 35% H₂O₂ et des ingrédients catalytiques exclusifs, et le gel Solo Blue Gingival Protection, le kit SOLO est un choix économique pour le blanchiment standard.

cas.

La formule unique de gel de blanchiment à 35% H₂O₂ est emballée dans une seringue à double corps avec embout de mélange statique pour une application rapide et facile sans avoir besoin de mélanger ou de préparer des ingrédients au préalable.

à

traitement.

Pack:

1. Seringue de gel de blanchiment à double corps - Base de 2,6 g x 1 seringue + 2,5 ml de catalyseur x 1 seringue
2. Seringue barrière gingivale - seringue 1g x 1
3. Guide des stores - 1 pièce
4. Livre manuel - 1 pc
5. Écarteur de joue - 1 pc

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l'emballage:** Boîte

Scellant de canal radiculaire

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte 5
Utilisation / Application	Clinique
Marque	Pyrax
Forme	Poudre et liquide
Type d'emballage	Bouteille



Les détails du produit:

Le scellant pour canal radiculaire est un produit à deux composants, à savoir la poudre et le liquide, qui contient les sels métalliques inorganiques et l'eugénol respectivement. Root Sealant est un antibactérien, non mastic inflammatoire pour le remplissage des canaux radiculaires dentaires.

Application:

La composition basée sur la formule de Grossman est radio-opaque, ne tache pas et n'est pas irritante avec excellente isolation thermique.

Remplissage canalaire pour les traitements canalaires infectés.

Scellement canalaire avec et sans Gutta Percha.

Remplissage du canal radiculaire pour le traitement du canal radiculaire infecté.

Composition:

La poudre contient: oxyde de zinc, sous-carbonate de bismuth, sulfate de baryum, borate de sodium, Idoform, résines Stabelite.

Le liquide contient: Eugénol

Emballage: 1 pot de poudre de 15 g, 1 liquide de 8 ml, 1 cuillère, 1 tampon de mélange

Durée de conservation: 3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- Conditions du mode de paiement: T / T (virement bancaire)
- Délai de livraison: 7-8 jours
- Détails de l'emballage: 15 g de poudre / 8 ml de liquide

Hydroxyde de calcium avec sulfate de baryum

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Marque	Pyrex
Type d'emballage	Boîte
Durée de conservation	3 années
Taille de l'emballage	2 seringues x 1,5 g / 2 seringues x 3 g / 5 embouts applicateurs



Les détails du produit

Il s'agit d'une pâte d'hydroxyde de calcium à base d'huile prémélangée contenant de l'hydroxyde de calcium et du baryum sulfate et utilisé pour la doublure et le coiffage.

Application

Utilisé pour le coiffage pulpaire et la pulpotomie. Apexifications et formation de tissus durs.

Traite les canaux radiculaires infectés, les abcès et les lésions pré-apicales. Traite les blessures traumatiques, résorption radiculaire, fractures et perforations et traite également le pus, l'hémorragie et les pleurs canaux.

Composition

Hydroxyde de calcium, sulfate de baryum et excipients.

Emballage

2 seringues de 3 g, 10 embouts applicateurs OU 2 x seringues de 1,5 g, 5 embouts applicateurs

Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 2 seringues * 1,5 g / 5 pointes 2 seringues * 3 g / 5 pointes

Solution EDTA 17% - 15 MI

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	10 bouteilles
Taille de l'emballage	15-100 ml
Marque	Pyrax
État physique	Liquide
Type d'emballage	Bouteille en verre



détails du produit

Solution d'EDTA à 17% tamponnée à pH neutre utilisée pour la préparation des canaux radiculaires par un nettoyage et un élargissement rapides des canaux radiculaires. Application: Pour le nettoyage et la mise en forme du canal radiculaire pendant l'instrumentation. La solution EDTA aide à ouvrir les canaux calcifiés.

Composition: EDTA disodique, eau purifiée.

Méthode d'utilisation

Transférer une partie de la solution du flacon dans une seringue jetable équipée d'une aiguille jetable. Insérez l'aiguille dans le canal radiculaire jusqu'à sentir une résistance et retirez environ 2 mm. Injectez lentement la solution dans le canal pour irriguer les débris et pour chélater les parois du canal.

Attention

Évitez tout contact prolongé ou répété avec la peau (dermatite allergique de contact) et les yeux. Évitez l'inhalation prolongée. Ne le prenez pas en interne. Le contact avec la peau peut provoquer une irritation, des brûlures d'hypersensibilité. En cas de contact avec la peau, essuyer immédiatement avec du coton et de l'alcool, puis bien laver avec de l'eau et du savon. En cas d'éruption cutanée et de sensibilisation ou autre réaction allergique, cessez l'utilisation et consultez un médecin. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau douce et consulter un médecin. Il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique sévère à l'un des composants.

Espace de rangement

Conserver à température ambiante entre 5 ~ 35°C. Protéger de la lumière directe du soleil. Fermer soigneusement le récipient après utilisation. Tenir loin de l'humidité. La durée de conservation n'est pas affectée après ouverture si stockée dans un endroit frais et sec.

Durée de conservation: 3 ans à compter de la date de fabrication.

Présentation: 1 bouteille en verre de 15 ml, compte-gouttes de distribution.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille 1 * 15 ml

Poudre d'iodoforme

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 10 pièces

Marque	Pyrax
Taille du pack	15 grammes
Type d'emballage	Bouteille
Forme	Liquide



Les détails du produit:

Poudre d'iodoforme utilisée comme pansement pour le traitement des alvéoles extraites car elle est douce analgésique qui agit également comme agent antiseptique lors de la réaction avec les sécrétions des plaies et acides gras, l'iodoforme libère de l'iode à générer par combinaison avec des substances protéiques qui agit comme un germicide actif.

Application:

Prévention des infections parodontales, Pansement désinfectant post-extractionnel, Désinfection des cavités maxillaires.

Composition:

Poudre d'iodoforme pure

Emballage:

1x bouteille en verre de 15 g.

Durée de conservation:

3 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l'emballage:** Bouteille de 15 Gms

Solvant

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	10 pièces
Marque	Pyrex
Type de pack	Bouteille
Taille du pack	15 ml
Forme	Liquide



Les détails du produit:

RCClean est basé sur des substances naturelles et ne provoque donc pas d'irritation orale muqueuse et tissu péri-apical.

Application:

RCClean est utilisé pour éliminer la gutta percha et le ciment oxyde de zinc-eugénol à l'époque du retraitement du canal radiculaire et aussi comme nettoyant pour les instruments endodontiques.

Composition:

Le principal ingrédient actif de RCClean est l'huile de d-limonène qui est une substance naturelle extraite à partir d'huile d'orange.

Emballage:

Bouteille en verre 1x15 ml

Durée de conservation:

2 ans à compter de la date de fabrication.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** BOUTEILLE EN VERRE DE 15 ML

48% poudre d'alliage d'argent à remplissage de cavité - 10 Gms

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	10 bouteilles
Type d'emballage	Boîte
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents
Marque	Pyrex
Durée de conservation	36 mois



Les détails du produit

Cavityfil est un alliage NON GAMMA II au tour à grain fin contenant des proportions identiques de l'argent, l'étain et le cuivre donnent lieu à un amalgame homogène. En raison de la haute teneur en cuivre et L'alliage à 99,99% de métal argenté pur génère une très haute résistance et un excellent fonctionnement propriétés, le temps de prise est optimal, facile à tailler et à adopter et une résistance à la compression élevée.

Application

À utiliser dans les restaurations sous contrainte (classes 1 et 2) lorsque d'autres matériaux de restauration ou les techniques de restauration ne sont pas indiquées.

Composition

Argent métal -48%, Cuivre métal-28%, Étain métal-24%.

Emballage

1 bouteille en plastique de 10 g

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 10 jours
- **Détails de l' emballage:** 10 grammes 30 grammes

48% poudre d'alliage d'argent à remplissage de cavité - 30 Gms

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	5 pièces
Type d'emballage	Bouteille
Les catégories	Équipements de nettoyage et de remplissage des dents



Les détails du produit:

Cavityfil est un alliage NON GAMMA II au tour à grain fin contenant des proportions identiques de l'argent, l'étain et le cuivre donnent lieu à un amalgame homogène. En raison de la haute teneur en cuivre et L'alliage à 99,99% de métal argenté pur génère une très haute résistance et un excellent fonctionnement propriétés, le temps de prise est optimal, facile à tailler et à adopter et une résistance à la compression élevée.

Application

À utiliser dans les restaurations sous contrainte (classes 1 et 2) lorsque d'autres matériaux de restauration ou les techniques de restauration ne sont pas indiquées.

Composition

Argent métal -48%, Cuivre métal-28%, Étain métal-24%.

Emballage

1 x 30 grammes bouteille

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Bouteille 30 Gms


Ciments dentaires

Pyrax est fabricant de tous les types de ciments dentaires, y compris les ciments verre ionomère pour la lutéation et la restauration, le ciment au phosphate de zinc, le ciment polycarboxylate, le ciment d'obturation canalair, le ciment à base d'oxyde d'eugénol à base de zinc.

Ciment polycarboxylate

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Marque	Pyrax
Taille du pack	Poudre 30gm / liquide 15 ml
Type de pack	Bouteille en plastique
Utilisation / Application	Clinique
Durée de conservation	36 mois



Nous sommes un fabricant, exportateur et fournisseur réputé de ciment en Inde. Notre dentaire

Les ciments sont largement utilisés dans les affectations dentaires pour la pose de couronnes, de bridges et d'inlays.

Ajustement extrêmement précis Le ciment offre une bonne isolation et une grande résistance mécanique dans le
bouche. N'hésitez pas à nous contacter pour toute commande de ciment en vrac au maximum
prix abordables.

Applications:

- Obturations temporaires et obturations de dents à feuilles caduques.
- Convient pour la cimentation des couronnes, des bridges et des brackets orthodontiques.
- Revêtement de cavité sous des matériaux de restauration.
- Très faible épaisseur de film grâce à la viscosité optimale du liquide.
- Excellente adhérence à la structure dentaire et aux appareils métalliques.
- Radio-opaque / Haute résistance à la compression.
- Solubilité minimale avec les fluides oraux


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 15 MI / 30 Gms

Cavibond Zinc Oxide Eugenol Cement

Détails du produit:

Quantité minimum de commande	10 boîtes
Marque	Pyrax
Forme	Poudre et liquide
Taille du pack	20gm / liquide 10 ml
Type de pack	Boîte
Durée de conservation	3 années



Doublure de cavité isolante permettant la mise en place immédiate de silicate, silico-phosphate et restaurations en amalgame et autres ciments. Remplissage temporaire apaisant pour les caries sensibles.

Autres détails:

- Sceau temporaire pour pansements médicamenteux
- Réglage rapide

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 10 ml liquide 20 Gms poudre mélange cuillère / spatule mélange Pad

SI TU

Ciment verre ionomère restaurateur type II

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Marque	Pyrax
Usage	Hôpital
Forme	Liquide
Durée de conservation	3 années



Nous sommes un fabricant, exportateur et fournisseur réputé de ciment en Inde. Notre dentaire

Les ciments sont largement utilisés dans les affectations dentaires pour la pose de couronnes, de bridges et d'inlays.

Ajustement extrêmement précis Le ciment offre une bonne isolation et une grande résistance mécanique dans le bouche. N'hésitez pas à nous contacter pour toute commande de ciment en vrac au maximum prix abordables.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 15 GMS POWDRE 10 ML LIQUID SPATULA MIXING PADS

Ciment Ionomère de Verre Renforcé Argent

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Taille du pack	Poudre 15 Gms / Liquide 10 Ml
Type de pack	Boîte
Marque	Pyrax
Durée de conservation	36 mois



Sil Ionomer est une poudre d'alliage de verre-argent de restauration haute résistance radio-opaque et

Liquide organique de polymère. Les remplissages sont finissables à un lustre faible. Le réparateur

Le matériau ne se corrode pas et est physiologiquement aussi compatible que le verre ionomère

Réparatrice	Matériel	Sans pour autant	argent
-------------	----------	------------------	--------

Sil Ionomer est utilisé pour la restauration des dents primaires, l'accumulation de noyau, la restauration de

Cavités et revêtement de classe Iii, Iv et Limited de classe I sous les obturations en amalgame.

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 10 ml de liquide / 15 g de poudre

Ciment d'obturation canalaire

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Marque	Pyrax
Taille du pack	15g / 10ml
Type de pack	Boîte
Durée de conservation	36 mois



OBTUROOT est un scellant pour canal radiculaire à base d'oxyde de zinc-eugénol radio-opaque et non résorbable.

Sa composition est bien tolérée par les tissus et fournit des antiseptiques, anti inflammatoires et action germicide. Excellent anti propriétés inflammatoires dues à la présence de Acétate d'hydrocortisone.

Application:

- Obturation et obturation permanentes du canal radiculaire en association avec la pointe de la gutta percha.

Composition:

- **La poudre contient:** Oxyde de zinc, acétate d'hydrocortisone, sulfate de baryum, thymol Iodure, stéarate de magnésium.
- **Le liquide contient:** Eugénol & Exceipients.

Présentation:

- 1 x cuillère, 1 x compte-gouttes de distribution et 1 x tampon de mélange.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 15 g de poudre / 10 ml de liquide

Ciment au phosphate de zinc

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Marque	Pyrax
Taille du pack	Poudre (30 g), liquide (15 ml)
Type de pack	Bouteille
Durée de conservation	36 mois



Nous sommes un fabricant, exportateur et fournisseur réputé de ciment en Inde. Notre dentaire

Les ciments sont largement utilisés dans les affectations dentaires pour la pose de couronnes, de bridges et d'inlays.

Ajustement extrêmement précis Le ciment offre une bonne isolation et une grande résistance mécanique dans le bouche. N'hésitez pas à nous contacter pour toute commande de ciment en vrac au maximum abordable

des prix.

Applications:

- Fixation des bridges couronnes, inlays et brackets orthodontiques.
- Revêtement de cavité sous tous les matériaux de restauration.
- Comblement temporaire des dents postérieures.
- Très faible épaisseur de film.
- Haute résistance à la compression / radio-opaque

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 30 g Poudre 15 ml Liquide Mélange Cuillère Mélange Spatule Mélange Pad IFU

Verre Ionomère Ciment Luting Type I

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 10
Marque	Pyrax
Forme	Liquide
Durée de conservation	36 mois



Nous sommes un fabricant, exportateur et fournisseur réputé de ciment en Inde. Notre dentaire

Les ciments sont largement utilisés dans les affectations dentaires pour la pose de couronnes, de bridges et d'inlays.

Ajustement extrêmement précis Le ciment offre une bonne isolation et une grande résistance mécanique dans le

bouche. N'hésitez pas à nous contacter pour toute commande de ciment en vrac au maximum

prix abordables.

TYPE I:

- Fixation des bridges couronnes, inlays et brackets orthodontiques.
- Revêtement de cavité sous tous les matériaux de restauration.
- Très faible épaisseur de film./ Haute résistance à la compression
- Radio-opaque et offre une forte adhérence à l'émail et à la dentine

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 15 GMS POUDRE + 10 ML LIQUIDE Mixing Pads Spatule

Cires dentaires & Plaques de base en gomme laque

Nous fabriquons toute la gamme de cires dentaires et de plaques de base.

Cire à modeler

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 10 boîtes	
Marque	Pyrax
Type de pack	Boîte
Taille du pack	200 Gms
Matériel	La cire
Couleur	rouge
Durée de conservation	36 mois
Taille de l'emballage	12 feuilles / boîte



Nous fournissons toute la saison et la multiutilité **Cire de modelage dentaire** qui offre sculpture exquise sans écaillage. La cire de modelage dentaire que nous proposons est largement utilisé en dentisterie et est formulé à l'aide de matériaux de haute qualité. nous offrir la cire à modeler dans différentes options de couleur comme rose clair ou rose foncé, lumière rouge ou rouge foncé. Modeling Wax a une durée de vie plus longue pour laquelle il est très apprécié.

Couleurs: rose clair / rose foncé, rouge clair / rouge foncé

Durée de conservation: 36 mois

Détails de l'emballage 12 feuilles dans une boîte / 200 Gms

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 4-5 jours
- **Détails de l' emballage:** 12 feuilles / boîte

Plaque de base dentaire

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 50 Boîte

Marque	Pyrax
Taille de l'emballage	12 assiettes par boîte / 100 assiettes par boîte
Épaisseur de la plaque	1,25 mm / 2 mm
Durée de conservation	36 mois
Couleur disponible	Couleur marron foncé / marron / rose



Nous sommes un fabricant et fournisseur réputé de **Plaque de base dentaire** en Inde. Nous offrons des soins dentaires

Plaque de base dans une épaisseur optimale pour une résistance mécanique élevée. La plaque de base est assez facile pour manipuler et conserver une forme stable après chauffage. Il ne colle pas au plâtre. Base

La plaque est disponible en couleur marron foncé, couleur marron et couleur rose.

Fonctionnalités:

- Épaisseur optimale pour une résistance mécanique élevée
- Facile à manipuler et conserve une forme stable après chauffage
- Ne colle pas au plâtre


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** Une boîte contient 12 pièces (9 pièces supérieures / 3 pièces inférieures) Emballage en vrac
100 pièces disponibles par boîte Un emballage personnalisé peut être disponible.

Cire à perler dentaire

Détails du produit:

Marque	Pyrax
Matériel	Polymère
Utilisation / Application Thérapie Orale	
Dimension de cire	300 x 8 x 4 mm
Taille de l'emballage	6 bandes par paquet (50 g)



Description du produit Nous proposons à nos clients une large gamme de **Perles dentaires**

La cire.

Application:

- Cire molle utilisée lors de la pose des dents en orthodontie et aussi pour la bordure moulage de porte-empreintes et de bords de morsure.


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 6 bandes par paquet

Cire de boxe dentaire

Détails du produit:

Matériel	PVC
Marque	Pyrax
Couleur	rouge
Taille de l'emballage	6 bandes par boîte
Dimension	300 x 38 x 2 mm



Il a une valeur de débit élevée à la température ambiante et est facilement moulable sans besoin de chauffage. Il adhère facilement à n'importe quelle surface. peut être personnalisé pour la commande en gros.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 5 bandes (90 grms) par boîte

Cire cervicale dentaire

Détails du produit:

Matériel	Plastique
Marque	Pyrax
Durée de conservation	36 mois
Type d'emballage	Boîte en plastique
Taille de l'emballage	200 grammes



Cire cervicale dentaire est particulièrement flexible, sans tension, pour modeler les incrustations et les parties cervicales des couronnes. la cire cervicale violette plus dure est particulièrement flexible, sans tension pour une utilisation dans la technique de fraisage et à des températures plus élevées lieux de modélisation des incrustations et des parties cervicales des couronnes

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot 200 g

Cire collante dentaire

Détails du produit:

Quantité minimum de commande 20 boîtes	
Marque	Pyrax
Couleur	Jaune
Durée de conservation	36 mois
Taille de l'emballage	10 bâtons dans une boîte
Type d'emballage	Boîte



Fonctionnalités:

- Utilisé pour maintenir ou souder des matériaux ou des pièces ensemble.
- Utilisé pour connecter ou réparer les modèles de cire.
- La cire est fondue avec une flamme de gaz et utilisée comme cire à modeler.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 10 sticks par boîte

Cire d'ivoire dentaire

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 50
Taille du pack	10 bâtons
Marque	Pyrax
Couleur	Ivoire
Type de pack	Boîte
Durée de conservation	36 mois



Fonctionnalités:

- Modélisation des couronnes et des ponts
- Création d'inlays et d'onlays
- Zéro retrait
- Excellentes propriétés de raclage avec un temps de prise court
- Brûle et ne laisse aucun résidu

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 10 bâtons par boîte

Cire de sculpture dentaire

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 20
Marque	Pyrax
Disponible en rouge fluorescent / bleu / naturel / vert	
Type d'emballage	Boîte
Durée de conservation	36 mois
Taille de l'emballage	40 blocs de cire



Fonctionnalités:

- Dur et sans bulles
- Ne s'écaille pas et ne s'écaille pas
- Excellent polissage pendant la sculpture
- Ne colle pas au modèle et aux instruments


Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** 40 blocs par boîte

Cire dentaire Undercut

Détails du produit:

Taille du pack	200 grammes
Marque	Pyrax
Durée de conservation	36 mois
Type d'emballage	Boîte en plastique



Fonctionnalités:

- Dégagement précis
- Qualité sans limite - même plus douce et plus élastique
- Contraction faible
- Idéal pour les zones légèrement en contre-dépouille ou pour creuser des cavités pour les incrustations.
- Précision de montage élevée.
- Bonnes propriétés de sculpture
- Emballage personnalisé disponible

Information additionnelle:

- **Heure de livraison:** 7-8 jours
- **Détails de l' emballage:** Pot 200 g

Cire d'incrustation dentaire pour couronne et bridge

Détails du produit:

Quantité minimum d'achat	Boîte de 50
Marque	Pyrax
Couleur	Bleu
Taille de l'emballage	10 bâtons dans une boîte
Type d'emballage	Boîte



Fonctionnalités:

- Modélisation des couronnes et des ponts.
- Création d'inlays et d'onlays.
- Zéro retrait
- Excellentes propriétés de raclage avec un temps de prise court.
- Brûle sans laisser de résidus / Moulages lisses.

Information additionnelle:

- **Conditions du mode de paiement:** T / T (virement bancaire)
- **Heure de livraison:** 7-8 JOURS
- **Détails de l' emballage:** 10 bâtons par boîte